

Linea IL[®], Componenti Protetiche

IL[®] line, Prosthetic Components

VITI DI GUARIGIONE - HEALING SCREWS

VITI DI GUARIGIONE DRITTE STRAIGHT HEALING SCREWS



ILVGDR2

Vite di guarigione Profile h2 IL[®]
Profile healing screw h2 IL[®]



ILVGDR5

Vite di guarigione Profile h5 IL[®]
Profile healing screw h5 IL[®]



ILVGDR3

Vite di guarigione Profile h3 IL[®]
Profile healing screw h3 IL[®]



ILVGDR7

Vite di guarigione Profile h7 IL[®]
Profile healing screw h7 IL[®]

VITI DI GUARIGIONE CON ALLARGAMENTO CORONALE HEALING SCREWS WITH CORONAL ENLARGEMENT



ILVGMY2

Vite di guarigione Myoguide h2 IL[®]
Myoguide healing screw h2 IL[®]



ILVGMY5

Vite di guarigione Myoguide h5 IL[®]
Myoguide healing screw h5 IL[®]



ILVGMY3

Vite di guarigione Myoguide h3 IL[®]
Myoguide healing screw h3 IL[®]

VITI DI GUARIGIONE CON PROFILO AMPIO HEALING SCREWS WITH AMPLE PROFILE



ILVGA2

Vite di guarigione ampia h2 IL[®]
Ample healing screw h2 IL[®]



ILVGA4

Vite di guarigione ampia h4 IL[®]
Ample healing screw h4 IL[®]



ILVGA3

Vite di guarigione ampia h3 IL[®]
Ample healing screw h3 IL[®]

VITI DI GUARIGIONE BIOLOGIC BIOLOGIC HEALING SCREWS



ILVGBL25

Vite di guarigione Biologic ferulizzante con chiusura sul collo a 0,5 mm h2,5 IL[®]
Biologic ferulizing healing screw closing around the neck at 0.5 mm h2.5 IL[®]




ILVGBL35

Vite di guarigione Biologic ferulizzante con chiusura sul collo a 0,5 mm h3,5 IL[®]
Biologic ferulizing healing screw closing around the neck at 0.5 mm h3.5 IL[®]

TRANSFER, ANALOGHI E SCANBODY TRANSFER, ANALOGUES AND SCANBODY

PER IMPRONTA ANALOGICA FOR ANALOGIC PRINT



ILTR

Transfer pick up emergenza dritta IL°
Transfer pick up straight emergence IL°



ILAN3828

Analogo 3828 IL°
Analogue 3828 IL°



ILTRPULL

Transfer pull up in peek IL°
Transfer pull up in peek IL°

Transfer ILTR: vite ILVTR inclusa / screw ILVTR included

PER IMPRONTA DIGITALE FOR DIGITAL PRINT



ILIOS

Scanbody IL°
Scanbody IL°



ILANCAD3838

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 3,8 IL°
Digital analogue Ø 3.80 Neck 3,8 IL°



ILIOS-2

Scanbody IL° Slim
Scanbody IL° Slim



ILANCAD4218

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 1,8 IL°
Digital analogue Ø 4.25 Neck 1.8 IL°




ILANCAD3409

Analogo digitale Ø 3,40 Collo 0,9 IL°
Digital analogue Ø 3.40 Neck 0,9 IL°



ILANCAD4228

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 2,8 IL°
Digital analogue Ø 4.25 Neck 2,8 IL°




ILANCAD3418

Analogo digitale Ø 3,40 Collo 1,8 IL°
Digital analogue Ø 3.40 Neck 1,8 IL°



ILANCAD4238

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 3,8 IL°
Digital analogue Ø 4.25 Neck 3,8 IL°



ILANCAD3428

Analogo digitale Ø 3,40 Collo 2,8 IL°
Digital analogue Ø 3.40 Neck 2,8 IL°



ILANCAD5028

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 2,8 IL°
Digital analogue Ø 5.00 Neck 2,8 IL°



ILANCAD3818

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 1,8 IL°
Digital analogue Ø 3.80 Neck 1,8 IL°



ILANCAD5038

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 3,8 IL°
Digital analogue Ø 5.00 Neck 3,8 IL°



ILANCAD3828

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 2,8 IL°
Digital analogue Ø 3.80 Neck 2,8 IL°

Scanbody: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

Analogo digitale / Digital analogue ILANCADxxyy: vite ILANSCREW inclusa / screw ILANSCREW included



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics

MONCONI - ABUTMENTS

MONCONI PROVVISORI TEMPORARY ABUTMENTS



ILMPN

Moncone provvisorio in titanio non rotante IL®
Temporary titanium abutment, non-rotating, IL®



ILMPR

Moncone provvisorio in titanio rotante IL®
Temporary titanium abutment, rotating, IL®

Monconi provvisori / Temporary abutments: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

MONCONI DRITTI PER PROTESI CEMENTATA STRAIGHT ABUTMENTS FOR CEMENTED PROSTHESIS



ILMD6

Moncone dritto Profile non rotante h6 IL®
Profile straight abutment non-rotating h6 IL®



ILMD6R

Moncone dritto Profile rotante h6 IL®
Profile straight abutment rotating h6 IL®



ILMD8

Moncone dritto Profile non rotante h8 IL®
Profile straight abutment non-rotating h8 IL®



ILMD8R

Moncone dritto Profile rotante h8 IL®
Profile straight abutment rotating h8 IL®



ILMD10

Moncone dritto Profile non rotante h10 IL®
Profile straight abutment non-rotating h10 IL®



ILMD10R

Moncone dritto Profile rotante h10 IL®
Profile straight abutment rotating h10 IL®




ILMD15

Moncone dritto Profile non rotante h15 IL®
Profile straight abutment non-rotating h15 IL®

Moncone / Abutment ILMD h6 - h8 - h10: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included
Moncone / Abutment ILMD h15: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

MONCONI ANGOLATI PER PROTESI CEMENTATA ANGLED ABUTMENTS FOR CEMENTED PROSTHESIS



ILMA15°1

Moncone angolato Profile 15° h1 IL®
Profile angled abutment 15° h1 IL®



ILMA25°1

Moncone angolato Profile 25° h1 IL®
Profile angled abutment 25° h1 IL®



ILMA15°2

Moncone angolato Profile 15° h2 L®
Profile angled abutment 15° h2 IL®



ILMA25°2

Moncone angolato Profile 25° h2 IL®
Profile angled abutment 25° h2 IL®

Moncone / Abutment ILMAxx°y: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included



T-BASE CROMO IN COBALTO CON CANNULA CALCINABILE PER PROTESI AVVITATA CHROME COBALT T-BASE WITH CALCINABLE CANNULA FOR SCREW-RETAINED PROSTHESIS



ILTBCRCON

T-Base non rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile IL®
Non-rotating Chrome Cobalt T-Base with calcinable cannula IL®



ILTBCRCOR

T-Base rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile IL®
Rotating Chrome Cobalt T-Base with calcinable cannula IL®

T-Base ILTBCRCON e ILTBCRCOR: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

BASETTE PER CEMENTAZIONE - BONDING BASES

ICONIC ABUTMENT FINESTRATO PER B.O.P.T.® WINDOWED ICONIC ABUTMENT FOR B.O.P.T.®



ILTBF6N

Iconic Abutment h6 non rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h6, B.O.P.T.®, non-rotating, IL®



ILTBF6R

Iconic Abutment h6 rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h6, B.O.P.T.®, rotating, IL®



ILTBF8N

Iconic Abutment h8 non rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h8, B.O.P.T.®, non-rotating, IL®



ILTBF8R

Iconic Abutment h8 rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h8, B.O.P.T.®, rotating, IL®



ILTBF10N

Iconic Abutment h10 non rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h10, B.O.P.T.®, non-rotating, IL®



ILTBF10R

Iconic Abutment h10 rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h10, B.O.P.T.®, rotating, IL®

Iconic Abutment ILTBFxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE FINESTRATE CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA WINDOWED BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE



ILTBFON-4

T-Base finestrata, con cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base windowed, with cementing cone h4, non-rotating, IL®



ILTBFDYNON-4

T-Base Dyn finestrata, con cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base Dyn windowed with cementing cone h4, non-rotating, IL®



ILTBFON-6

T-Base finestrata con cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base windowed with cementing cone h6, non-rotating, IL®



ILTBFDYNOR-4

T-Base Dyn finestrata con cono di cementazione h4, rotante, IL®
T-Base Dyn windowed with cementing cone h4, rotating, IL®

T-Base finestrata / windowed ILTBFxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics

BASETTE NON ROTANTI CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA

NON-ROTATING BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE



ILTBON-4

T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base with platform-level closure, cementing cone h4, non-rotating, IL®



ILTBON-6

T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base with platform-level closure, cementing cone h6, non-rotating, IL®

T-Base ILTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE NON ROTANTI CON H INTRAMUCOSA

NON-ROTATING BASES WITH INTRAMUCOSAL H



ILTB1N-4

T-Base con h intramucosa 1,5 con cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 1.5 with cementing cone h4, non-rotating, IL®



ILTB1N-6

T-Base con h intramucosa 1,5 con cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 1.5 with cementing cone h6, non-rotating, IL®



ILTB2N-4

T-Base con h intramucosa 2,5 con cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 2.5 with cementing cone h4, non-rotating, IL®



ILTB2N-6

T-Base con h intramucosa 2,5 con cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 2.5 with cementing cone h6, non-rotating, IL®



ILTB3N-4

T-Base con h intramucosa 3,5 con cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 3.5 with cementing cone h4, non-rotating, IL®



ILTB3N-6

T-Base con h intramucosa 3,5 con cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 3.5 with cementing cone h6, non-rotating, IL®

T-Base ILTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE ROTANTI CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA

ROTATING BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE



ILTBOR-4

T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h4, rotante, IL®
T-Base with platform-level closure, cementing cone h4, rotating, IL®



ILTBOR-6

T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h6, rotante, IL®
T-Base with platform-level closure, cementing cone h6, rotating, IL®

T-Base ILTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX



BASETTE ROTANTI CON H INTRAMUCOSA

ROTATING BASES WITH INTRAMUCOSAL H



ILTB1R-4

T-Base con h intramucosa 1,5 con cono di cementazione h4, rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 1.5 with cementing cone h4, rotating, IL®



ILTB1R-6

T-Base con h intramucosa 1,5 con cono di cementazione h6, rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 1.5 with cementing cone h6, rotating, IL®



ILTB2R-4

T-Base con h intramucosa 2,5 con cono di cementazione h4, rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 2.5 with cementing cone h4, rotating, IL®



ILTB2R-6

T-Base con h intramucosa 2,5 con cono di cementazione h6, rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 2.5 with cementing cone h6, rotating, IL®



ILTB3R-4

T-Base con h intramucosa 3,5 con cono di cementazione h4, rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 3.5 with cementing cone h4, rotating, IL®



ILTB3R-6

T-Base con h intramucosa 3,5 con cono di cementazione h6, rotante, IL®
T-Base with intramucosal h 3.5 with cementing cone h6, rotating, IL®

T-Base ILTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE BIOLOGIC NON ROTANTI

NON-ROTATING BIOLOGIC BASES



ILTBBLN4

T-Base Biologic non rotante con chiusura sul collo a 0,5 mm, con cono di cementazione h4, IL®
Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure, with cementing cone h4, non-rotating, IL®



ILTBBLN6

T-Base Biologic non rotante con chiusura sul collo a 0,5 mm, con cono di cementazione h6, IL®
Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure, with cementing cone h6, non-rotating, IL®

T-Base Biologic ILTBBLxx: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included



ILTBFLN

T-Base Biologic non rotante finestrata con chiusura sul collo a 0,5 mm, con cono di cementazione h5, IL®
Windowed Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure, with h5 cementation cone, non-rotating, IL®

T-Base Biologic Finestrata ILTBFLxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX



BASETTE BIOLOGIC ROTANTI ROTATING BIOLOGIC BASES



ILTBBLR4

T-Base Biologic rotante con chiusura sul collo a 0,5 mm, con cono di cementazione h4, IL®
Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure, with cementing cone h4, rotating, IL®



ILTBBLR6

T-Base Biologic rotante con chiusura sul collo a 0,5 mm, con cono di cementazione h6, IL®
Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure, with cementing cone h6, rotating, IL®

T-Base Biologic ILTBBLxx: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included



ILTBFBLR

T-Base Biologic rotante finestrata con chiusura sul collo a 0,5 mm, con cono di cementazione h5, IL®
Windowed Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure, with h5 cementation cone, rotating, IL®

T-Base Biologic Finestrata ILTBFBLLxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE SISTEMI CAD/CAM DIGITALI DIGITAL CAD/CAM SYSTEMS BASES



ILTBCER05

T-Base h0,5 compatibile con sistemi CAD/CAM digitali Cerec®, IL®
T-Base h0.5 compatible with digital Cerec® CAD/CAM systems IL®



ILTBCER15

T-Base h1,5 compatibile con sistemi CAD/CAM digitali Cerec®, IL®
T-Base h1.5 compatible with digital Cerec® CAD/CAM systems IL®

T-Base Cer ILTBFCERxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



ILTBLCER15

T-Base Biologic h1,5 compatibile con sistemi CAD/CAM digitali Cerec®, IL®
Biologic T-Base h1.5 compatible with digital Cerec® CAD/CAM systems IL®

T-Base Biologic Cer ILTBLCER15: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included

Attenzione: Tutti i marchi, i nomi commerciali e i codici registrati appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati esclusivamente per indicare la compatibilità con i nostri dispositivi.
Warning: All trademarks, trade names, and registered codes are the property of their respective owners and are mentioned exclusively to indicate compatibility with our devices.



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics

VITI PROTESICHE - PROSTHETIC SCREW



ILVPR

Vite protesica testa cilindrica per sigillo piano IL®
Cylinder head prosthetic screw for flat seal IL®



ILVPRSV

Vite protesica testa svasata per sigillo conico IL®
Countersunk head prosthetic screw for conical seal IL®



ILVPRTX

Vite protesica torx testa cilindrica per sigillo piano impianti IL®
Torx cylinder head prosthetic screw for flat seal IL®



ILVTR

Vite per transfer h20 IL®
Screw for transfer h20 IL®



ILANSCREW

Vite per analogo digitale M 1.8
Screw for digital analogue M 1.8

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25N x cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N-cm

MONCONI LOCATOR - LOCATOR ABUTMENTS

MONCONI LOCATOR PER OVERDENTURE LOCATOR ABUTMENTS PER OVERDENTURE



ILLO1

Moncone Locator h1 IL®
Locator abutment h1 IL®



ILLO4

Moncone Locator h4 IL®
Locator abutment h4 IL®



ILLO2

Moncone Locator h2 IL®
Locator abutment h2 IL®



ILLO5

Moncone Locator h5 IL®
Locator abutment h5 IL®



ILLO3

Moncone Locator h3 IL®
Locator abutment h3 IL®



LOINS

Driver Locator
Locator driver

+ CONVATT non incluso / not included



IL8519-2 SU RICHIESTA / ON REQUEST

1 Porta cappetta in metallo + 4 Cappette per diversa ritenzione
(azzurra leggera - grigia media - trasparente forte - nera per laboratorio)
+ anello distanziatore

1 Metal cap holder + 4 Caps for different retention
(light blue - medium grey - strong transparent - black for laboratory)
+ spacer ring



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics

MUA – MONCONI MULTI UNIT - MULTI UNIT ABUTMENT

MUA - VITI DI GUARIGIONE

MUA - HEALING SCREWS



IL100304

Vite di guarigione per MUA h4
Healing screw for MUA h4



IL100308

Vite di guarigione per MUA h8
Healing screw for MUA h8



IL100306

Vite di guarigione per MUA h6
Healing screw for MUA h6

MUA - TRANSFER E ANALOGHI

MUA - TRANSFER AND ANALOGUES



IL900003

Transfer pick up per MUA
Transfer pick up for MUA



TIS900001

Analogo per MUA
Analogue for MUA

Transfer pick up IL900003: vite IL900004 inclusa / *screw IL900004 included*

MUA - SCANBODY E ANALOGHI

MUA - SCANBODY AND ANALOGUES



ILINTRA

Scanbody per MUA
Scanbody for MUA



ILANCADMUA

Analogo CAD per MUA
CAD analogue for MUA

Scanbody ILINTRA: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

Analogo CAD / *CAD analogue* ILANCADMUA: vite TISANSCREW128 inclusa / *screw TISANSCREW128 included*

MUA - MONCONE PROVVISORIO

MUA - TEMPORARY ABUTMENT



IL100222

Moncone provvisorio per MUA
Temporary abutment for MUA

Moncone provvisorio / *Temporary abutment* IL100222: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*



MUA - MONCONE CALCINABILE

MUA - CALCINABLE ABUTMENT



IL900002

Moncone calcinabile per MUA
Calcifiable abutment for MUA

Moncone calcinabile / Calcifiable abutment IL900002: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included

MUA DRITTO

STRAIGHT MUA



ILMUA00°15

MUA dritto h1.5 IL®
Straight MUA h1.5 IL®



ILMUA00°40

MUA dritto h4 IL®
Straight MUA h4 IL®



ILMUA00°30

MUA dritto h3 IL®
Straight MUA h3 IL®



TCRMFA

Avvitatore per MUA dritto
Straight MUA screwdriver

MUA ANGOLATO

ANGLED MUA



ILMUA17°3

MUA angolato 17° h3 IL®
Angled MUA 17° h3 IL®



ILMUA30°3

MUA angolato 30° h3 IL®
Angled MUA 30° h3 IL®



ILMUA17°5

MUA angolato 17° h5 IL®
Angled MUA 17° h5 IL®



ILMUA30°5

MUA angolato 30° h5 IL®
Angled MUA 30° h5 IL®



TPOMFA

Inseritore per MUA angolato
Angled MUA inserter

MUA angolato / Angled MUA: vite ILVPRMUA inclusa / screw ILVPRMUA included

MUA T-BASE CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE

COBALT CHROME T-BASE MUA WITH CALCINABLE CANNULA



ILBACCR

T-Base in Cromo Cobalto con cannula calcinabile per MUA

Cobalt Chrome T-Base with calcinable cannula for MUA

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included

MUA T-BASE TITANIO

TITANIUM T-BASE MUA



ILBATI

T-Base in titanio per MUA

Titanium T-Base for MUA



ILBATISH

T-Base short in titanio per MUA

Titanium T-Base short for MUA

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included

VITI PROTESICHE PER MUA - MUA PROSTHETIC SCREW



IL100003

Vite protesica per MUA

Prosthetic screw for MUA



TIS100003TX

Vite protesica torx per MUA

Torx prosthetic screw for MUA



ILVPRMUA

Vite esagonale per MUA angolato

Hexagonal screw for angled MUA



IL900004

Vite transfer per MUA

Transfer screw for MUA



TISANSCREW128

Vite per analogo digitale MUA

Screw for MUA digital analogue

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25N x cm

IL100003:

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 15N x cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N·cm

IL100003:

The advised prosthetic tightening torque is 15 N·cm



Strumentario II[®]

II[®], Instruments

STRUMENTARIO PER COMPONENTI PROTESICHE

INSTRUMENTS FOR PROSTHETIC COMPONENTS



TCOTORXC

Cacciavite Torx Corto
Short Torx screwdriver

+ CONVATT



non incluso / *not included*



TDR128C

Cacciavite manuale corto esagono 1,28
Short manual driver hexagon 1,28



TCOTORXL

Cacciavite Torx Lungo
Long Torx screwdriver

+ CONVATT



non incluso / *not included*



TDR128L

Cacciavite manuale lungo esagono 1,28
Long manual driver hexagon 1,28



TCR128L

Cacciavite attacco cricchetto lungo esagono 1,28
Long ratchet driver hexagon 1,28



TCO128L

Cacciavite attacco contrangolo lungo esagono 1,28
Long contra-angle driver hexagon 1,28