

IL WIDE®

CONNESSIONE

PIATTAFORMA PROTESICA 3,80

3.80 PROSTHETIC PLATFORM CONNECTION

IL WIDE® ha un Ø 3.80 mm dotata di un esagono interno e di un collarino in risalto di 0,32 mm, che aumenta la stabilità meccanica della connessione e riduce le sollecitazioni alla vite protesica.

IL WIDE® favorisce anche un profilo d'emergenza più armonioso avendo una piattaforma di connessione più ampia, nei casi di protesizzazione dei denti posteriori, migliorando estetica e funzionalità.

The Ø 3.80 mm connection features an internal hex and a 0.32 mm external collar, which increases the mechanical stability of the connection and reduces the stress on the prosthetic screw.

IL WIDE® also favors a more harmonious emergence profile because the connection platform is wider in the cases of posterior teeth prosthesis and that improves aesthetics and functionality.



Unico[®]

ABUTMENT

L'evoluzione convergente si concretizza grazie alla combine tra IL WIDE[®] e il moncone UNICO[®] studiato per generare l'effetto convergente intramucoso su tale linea implantare, ma declinabile in tutte le linee implantari Leader Medica così dette bone level, a prescindere dalla connessione.

Il moncone UNICO[®] è costituito da una parte intramucosa convergente con appoggio diretto sulla piattaforma dell'impianto e una parte superiore adatta per l'incollaggio o la cementazione della corona.

La sua geometria, ideata per preservare l'ampiezza biologica secondo i principi della B.O.P.T.[®], consente di trasformare gli impianti osteointegrati bone level in configurazione protesiche intramucose, senza dover sostituire l'impianto chirurgicamente. Ne risulta una soluzione perfetta per favorire la guarigione dei tessuti molli, stabilizzare il sigillo mucoso e ottimizzare la distribuzione delle forze masticatorie.

The convergent evolution takes shape through the combination of IL WIDE[®] implant and the UNICO[®] abutment, specifically designed to generate the intramucosal convergent effect on this implant line, but applicable across all so-called bone level Leader Medica implant lines, regardless of the connection type.

UNICO[®] is designed with an interface portion to ensure stable fit with the fixture, a intramucosal portion shaped to recreate an intramucosal emerging profile, and an upper portion suitable for connection to a prosthetic superstructure.

Its geometry, designed to preserve the biological width according to the principles of B.O.P.T.[®], allows bone level osseointegrated implants to be transformed into intramucosal prosthetic configurations without having to surgically replace the implant. This results in a perfect solution for promoting soft tissue healing, stabilizing the mucosal seal, and optimizing the distribution of masticatory forces.

UILW6-N



Unico Abutment dritto h6, non rotante,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]
*Unico Abutment straight h6, non-rotating,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]*

UILW6-R



Unico Abutment dritto h6, rotante, B.O.P.T.[®],
IL WIDE[®]
*Unico Abutment straight h6, rotating,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]*

UILW8-N



Unico Abutment dritto h8, non rotante,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]
*Unico Abutment straight h8, non-rotating,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]*

UILW8-R



Unico Abutment dritto h8, rotante, B.O.P.T.[®],
IL WIDE[®]
*Unico Abutment straight h8, rotating,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]*

UILW10-N



Unico Abutment dritto h10, non rotante,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]
*Unico Abutment straight h10, non-rotating,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]*

UILW10-R



Unico Abutment dritto h10, rotante,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]
*Unico Abutment straight h10, rotating,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]*

UAILW6-N



Unico Abutment angolato 15° h6, non rotante,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]
*Unico Abutment 15° angled h6, non-rotating,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]*

UAILW6-R



Unico Abutment angolato 15° h6, rotante,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]
*Unico Abutment 15° angled h6, rotating,
B.O.P.T.[®], IL WIDE[®]*



IL WIDE[®], Componenti Protesiche

IL WIDE[®] line, Prosthetic Components

VITI DI GUARIGIONE - HEALING SCREWS

VITI DI GUARIGIONE DRITTE STRAIGHT HEALING SCREWS



ILWVGDR2

Vite di guarigione Profile h2 IL WIDE[®]
Profile healing screw h2 IL WIDE[®]



ILWVGDR5

Vite di guarigione Profile h5 IL WIDE[®]
Profile healing screw h5 IL WIDE[®]



ILWVGDR3

Vite di guarigione Profile h3 IL WIDE[®]
Profile healing screw h3 IL WIDE[®]

VITI DI GUARIGIONE CON EMERGENZA ANATOMICA HEALING SCREWS WITH ANATOMICAL EMERGENCE



ILWVGMY2

Vite di guarigione Myoguide h2 IL WIDE[®]
Myoguide healing screw h2 IL WIDE[®]



ILWVGMY5

Vite di guarigione Myoguide h5 IL WIDE[®]
Myoguide healing screw h5 IL WIDE[®]




ILWVGMY3

Vite di guarigione Myoguide h3 IL WIDE[®]
Myoguide healing screw h3 IL WIDE[®]

TRANSFER, ANALOGHI E SCANBODY TRANSFER, ANALOGUES AND SCANBODY

PER IMPRONTA ANALOGICA FOR ANALOGIC PRINT




ILWTR

Transfer pick up emergenza dritta IL WIDE®
Transfer pick up straight emergence IL WIDE®



ILWAN3809

Analogo 3809 IL WIDE®
Analogue 3809 IL WIDE®



ILWTRST

Transfer a strappo emergenza anatomica IL WIDE®
Closed tray transfer anatomical emergence IL WIDE®

Transfer ILWTR - ILWTRST: vite ILVTR inclusa / screw ILVTR included

PER IMPRONTA DIGITALE FOR DIGITAL PRINT



ILWIOS

Scanbody IL WIDE®
Scanbody IL WIDE®



ILWANCAD4218

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 1,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 4.25 Neck 1.8 IL WIDE®



ILWIOS-2

Scanbody IL WIDE® Slim
Scanbody IL WIDE® Slim



ILWANCAD4228

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 2,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 4.25 Neck 2.8 IL WIDE®



ILWANCAD3809

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 0,9 IL WIDE®
Digital analogue Ø 3.80 Neck 0.9 IL WIDE®



ILWANCAD5009

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 0,9 IL WIDE®
Digital analogue Ø 5.00 Neck 0.9 IL WIDE®



ILWANCAD3818

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 1,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 3.80 Neck 1.8 IL WIDE®



ILWANCAD5018

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 1,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 5.00 Neck 1.8 IL WIDE®



ILWANCAD3828

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 2,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 3.80 Neck 2.8 IL WIDE®



ILWANCAD5028

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 2,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 5.00 Neck 2.8 IL WIDE®



ILWANCAD4209

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 0,9 IL WIDE®
Digital analogue Ø 4.25 Neck 0.9 IL WIDE®



ILWANCAD6028

Analogo digitale Ø 6,00 Collo 2,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 6.00 Neck 2.8 IL WIDE®

Scanbody: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included





Analogo digitale / Digital analogue ILWANCADxxyy: vite ILANSCREW inclusa / screw ILANSCREW included



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics





MONCONI - ABUTMENTS

MONCONI PROVVISORI TEMPORARY ABUTMENTS







Monconi provvisori / Temporary abutments: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

MONCONI DRITTI PER PROTESI CEMENTATA STRAIGHT ABUTMENTS FOR CEMENTED PROSTHESIS



Moncone / Abutment ILWMD h6 - h8: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included
Moncone / Abutment ILWMD h10 - h15: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

MONCONI ANGOLATI PER PROTESI CEMENTATA ANGLED ABUTMENTS FOR CEMENTED PROSTHESIS



Moncone / Abutment ILWMAxx°y: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics

CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE PER PROTESI AVVITATA CHROME COBALT WITH CALCINABLE CANNULA FOR SCREW-RETAINED PROSTHESIS



ILWTBCRCON

T-Base non rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile IL WIDE®
Non-rotating Chrome Cobalt T-Base with calcinable cannula IL WIDE®



ILWTBCRCOR

T-Base rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile IL WIDE®
Rotating Chrome Cobalt T-Base with calcinable cannula IL WIDE®

Cannule calcinabili / *Calcinable cannula* ILWTBCRCON e ILWTBCRCOR: vite ILVPR inclusa / *screw ILVPR included*

BASETTE PER CEMENTAZIONE - BONDING BASES

ICONIC ABUTMENT FINESTRATO PER B.O.P.T.® WINDOWED ICONIC ABUTMENT FOR B.O.P.T.®



ILWTBF6N

Iconic Abutment h6 non rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®
Iconic Abutment h6, B.O.P.T.®, non-rotating, IL WIDE®



ILWTBF6R

Iconic Abutment h6 rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®
Iconic Abutment h6, B.O.P.T.®, rotating, IL WIDE®

Iconic Abutment ILWTBFxx: vite ILVPR inclusa / *screw ILVPR included*



SU RICHIESTA / *ON REQUEST*: vite ILVPRTX / *screw ILVPRTX*

BASETTE FINESTRATE CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA WINDOWED BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE



ILWTBFDYNON-4

T-Base Dvy finestrata con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®
T-Base Dvy windowed with platform-level closure, with cementing cone h4, non-rotating, IL WIDE®



ILWTBFDYNOR-4

T-Base Dvy finestrata con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®
T-Base Dvy windowed with platform-level closure, with cementing cone h4, rotating, IL WIDE®

T-Base finestrata / *windowed* ILWTBFDYNON-4: vite ILVPR inclusa / *screw ILVPR included*



SU RICHIESTA / *ON REQUEST*: vite ILVPRTX / *screw ILVPRTX*

BASETTE NON ROTANTI CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA

NON-ROTATING BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE



ILWTB0N-4

T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®

T-Base with platform-level closure, cementing cone h4, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB0N-6

T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h6, non rotante, IL WIDE®

T-Base with platform-level closure, cementing cone h6, non-rotating, IL WIDE®

T-Base ILWTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

BASETTE NON ROTANTI CON H INTRAMUCOSA

NON-ROTATING BASES WITH INTRAMUCOSAL H



ILWTB1N-4

T-Base con h intramucosa 1,5 con cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 1.5 with cementing cone h4, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB1N-6

T-Base con h intramucosa 1,5 con cono di cementazione h6, non rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 1.5 with cementing cone h6, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB2N-4

T-Base con h intramucosa 2,5 con cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 2.5 with cementing cone h4, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB2N-6

T-Base con h intramucosa 2,5 con cono di cementazione h6, non rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 2.5 with cementing cone h6, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB3N-4

T-Base con h intramucosa 3,5 con cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 3.5 with cementing cone h4, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB3N-6

T-Base con h intramucosa 3,5 con cono di cementazione h6, non rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 3.5 with cementing cone h6, non-rotating, IL WIDE®

T-Base ILWTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



BASETTE ROTANTI CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA

ROTATING BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE

ILWTBOR-4



T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®

T-Base with platform-level closure, cementing cone h4, rotating, IL WIDE®

ILWTBOR-6



T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h6, rotante, IL WIDE®

T-Base with platform-level closure, cementing cone h6, rotating, IL WIDE®

T-Base ILWTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

BASETTE ROTANTI CON H INTRAMUCOSA

ROTATING BASES WITH INTRAMUCOSAL H

ILWTB1R-4



T-Base con h intramucosa 1,5 con cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 1.5 with cementing cone h4, rotating, IL WIDE®

ILWTB1R-6



T-Base con h intramucosa 1,5 con cono di cementazione h6, rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 1.5 with cementing cone h6, rotating, IL WIDE®

ILWTB2R-4



T-Base con h intramucosa 2,5 con cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 2.5 with cementing cone h4, rotating, IL WIDE®

ILWTB2R-6



T-Base con h intramucosa 2,5 con cono di cementazione h6, rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 2.5 with cementing cone h6, rotating, IL WIDE®

ILWTB3R-4



T-Base con h intramucosa 3,5 con cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 3.5 with cementing cone h4, rotating, IL WIDE®

ILWTB3R-6



T-Base con h intramucosa 3,5 con cono di cementazione h6, rotante, IL WIDE®

T-Base with intramucosal h 3.5 with cementing cone h6, rotating, IL WIDE®

T-Base ILWTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

BASETTE SISTEMI CAD/CAM DIGITALI

DIGITAL CAD/CAM SYSTEMS BASES

ILWTBCER15



T-Base h1,5 compatibile con sistemi CAD/CAM digitali Cerec®, IL WIDE®

T-Base h1.5 compatible with Cerec® digital CAD/CAM systems IL WIDE®

T-Base Cer ILTBCERxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

Attenzione: I marchi, i nomi commerciali e i codici registrati appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati esclusivamente per indicare la compatibilità con i nostri dispositivi.
Warning: Trademarks, trade names, and registered codes are the property of their respective owners and are mentioned exclusively to indicate compatibility with our devices.



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics

VITI PROTESICHE - PROSTHETIC SCREW



ILVPR

Vite protesica testa cilindrica per sigillo piano IL®
Cylinder head prosthetic screw for flat seal IL®



ILVPRSV

Vite protesica testa svasata per sigillo conico IL®
Countersunk head prosthetic screw for conical seal IL®



ILVPRTX

Vite protesica torx testa cilindrica per sigillo piano impianti IL®
Torx cylinder head prosthetic screw for flat seal IL®



ILVTR

Vite per transfer h20 IL®
Screw for transfer h20 IL®



ILANSCREW

Vite per analogo digitale M1,8
Screw for digital analogue M1,8

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25N x cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N-cm

MONCONI LOCATOR - LOCATOR ABUTMENTS

MONCONI LOCATOR PER OVERDENTURE LOCATOR ABUTMENTS PER OVERDENTURE



ILWLO1

Moncone Locator h1 IL WIDE®
Locator abutment h1 IL WIDE®



ILWLO4

Moncone Locator h4 IL WIDE®
Locator abutment h4 IL WIDE®



ILWLO2

Moncone Locator h2 IL WIDE®
Locator abutment h2 IL WIDE®



ILWLO5

Moncone Locator h5 IL WIDE®
Locator abutment h5 IL WIDE®



ILWLO3

Moncone Locator h3 IL WIDE®
Locator abutment h3 IL WIDE®



LOINS

Driver Locator
Locator driver

+ CONVATT



non incluso / not included



IL8519-2 SU RICHIESTA / ON REQUEST

1 Porta cappetta in metallo + 4 Cappette per diversa ritenzione
(azzurra leggera - grigia media - trasparente forte - nera per laboratorio)
+ anello distanziatore

1 Metal cap holder + 4 Caps for different retention
(light blue - medium grey - strong transparent - black for laboratory)
+ spacer ring



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics

MUA – MONCONI MULTI UNIT - MULTI UNIT ABUTMENT

MUA - VITI DI GUARIGIONE MUA - HEALING SCREWS



IL100304

Vite di guarigione per MUA h4
Healing screw for MUA h4



IL100308


Vite di guarigione per MUA h8
Healing screw for MUA h8



IL100306

Vite di guarigione per MUA h6
Healing screw for MUA h6

MUA - TRANSFER E ANALOGHI MUA - TRANSFER AND ANALOGUES



IL900003

Transfer pick up per MUA
Transfer pick up for MUA



TIS900001

Analogo per MUA
Analogue for MUA


Transfer pick up IL900003: vite IL900004 inclusa / *screw IL900004 included*

MUA - SCANBODY E ANALOGHI MUA - SCANBODY AND ANALOGUES



ILINTRA

Scanbody per MUA
Scanbody for MUA



ILANCADMUA

Analogo CAD per MUA
CAD analogue for MUA

Scanbody ILINTRA: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

Analogo CAD / *CAD analogue* ILANCADMUA: vite TISANSCREW128 inclusa / *screw TISANSCREW128 included*

MUA - MONCONE PROVVISORIO MUA - TEMPORARY ABUTMENT



IL100222

Moncone provvisorio per MUA
Temporary abutment for MUA

Moncone provvisorio / *Temporary abutment* IL100222: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

MUA - MONCONE CALCINABILE MUA - CALCINABLE ABUTMENT



IL900002

Moncone calcinabile per MUA
Calcinable abutment for MUA

Moncone calcinabile / *Calcinable abutment* IL900002: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*



Matematiche Digitali disponibili - *Available Digital Mathematics*

MUA DRITTO STRAIGHT MUA



ILWMUA00°15
MUA dritto h1.5 IL WIDE®
Straight MUA h1.5 IL WIDE®



ILWMUA00°40
MUA dritto h4 IL WIDE®
Straight MUA h4 IL WIDE®



ILWMUA00°30
MUA dritto h3 IL WIDE®
Straight MUA h3 IL WIDE®



TCRMFA
Avvitatore per MUA dritto
Straight MUA screwdriver

MUA ANGOLATO ANGLED MUA



ILWMUA17°3
MUA angolato 17° h3 IL WIDE®
Angled MUA 17° h3 IL WIDE®



ILWMUA30°3
MUA angolato 30° h3 IL WIDE®
Angled MUA 30° h3 IL WIDE®



ILWMUA17°5
MUA angolato 17° h5 IL WIDE®
Angled MUA 17° h5 IL WIDE®



ILWMUA30°5
MUA angolato 30° h5 IL WIDE®
Angled MUA 30° h5 IL WIDE®



TPOMFA
Inseritore per MUA angolato
Angled MUA inserter

MUA angolato / Angled MUA: vite ILVPRMUA inclusa / screw ILVPRMUA included

MUA T-BASE CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE COBALT CHROME T-BASE MUA WITH CALCINABLE CANNULA



ILBACCR
T-Base in Cromo Cobalto con cannula
calcinabile per MUA
*Cobalt Chrome T-Base with calcinable cannula
for MUA*

T-Base MUA / T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included

MUA T-BASE TITANIO TITANIUM T-BASE MUA



ILBATI
T-Base in titanio per MUA
Titanium T-Base for MUA



ILBATISH
T-Base short in titanio per MUA
Titanium T-Base short for MUA

T-Base MUA / T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included



VITI PROTESICHE PER MUA - MUA PROSTHETIC SCREW



IL100003

Vite protesica per MUA
Prosthetic screw for MUA



ILVPRMUA

Vite esagonale per MUA angolato
Hexagonal screw for angled MUA



TISANSCREW128

Vite per analogo digitale MUA
Screw for MUA digital analogue



TIS100003TX

Vite protesica torx per MUA
Torx prosthetic screw for MUA



IL900004

Vite transfer per MUA
Transfer screw for MUA

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25N x cm

IL100003:

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 15N x cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N-cm

IL100003:

The advised prosthetic tightening torque is 15 N-cm

Strumentario IL WIDE®

IL WIDE®, Instruments

STRUMENTARIO PER COMPONENTI PROTESICHE INSTRUMENTS FOR PROSTHETIC COMPONENTS



TCOTORXC

Cacciavite Torx Corto
Short Torx screwdriver

+ CONVATT 
non incluso / not included



TDR128C

Cacciavite manuale corto esagono 1,28
Short manual driver hexagon 1.28



TCOTORXL

Cacciavite Torx Lungo
Long Torx screwdriver

+ CONVATT 
non incluso / not included



TDR128L

Cacciavite manuale lungo esagono 1,28
Long manual driver hexagon 1.28



TCR128L

Cacciavite attacco cricchetto lungo esagono 1,28
Long ratchet driver hexagon 1.28



TCO128L

Cacciavite attacco contrangolo lungo esagono 1,28
Long contra-angle driver hexagon 1.28