



Linea IL[®], Componenti Protetiche

IL[®] line, Prosthetic Components

VITI DI GUARIGIONE - HEALING SCREWS

VITI DI GUARIGIONE DRITTE

STRAIGHT HEALING SCREWS



ILVGDR2

Vite di guarigione Profile h2 IL[®]
Profile healing screw h2 IL[®]



ILVGDR5

Vite di guarigione Profile h5 IL[®]
Profile healing screw h5 IL[®]



ILVGDR3

Vite di guarigione Profile h3 IL[®]
Profile healing screw h3 IL[®]



ILVGDR7

Vite di guarigione Profile h7 IL[®]
Profile healing screw h7 IL[®]

VITI DI GUARIGIONE CON ALLARGAMENTO CORONALE

HEALING SCREWS WITH CORONAL ENLARGEMENT



ILVGMY2

Vite di guarigione Myoguide h2 IL[®]
Myoguide healing screw h2 IL[®]



ILVGMY5

Vite di guarigione Myoguide h5 IL[®]
Myoguide healing screw h5 IL[®]



ILVGMY3

Vite di guarigione Myoguide h3 IL[®]
Myoguide healing screw h3 IL[®]

VITI DI GUARIGIONE CON PROFILO AMPIO

HEALING SCREWS WITH AMPLE PROFILE



ILVGA2

Vite di guarigione ampia h2 IL[®]
Ample healing screw h2 IL[®]



ILVGA4

Vite di guarigione ampia h4 IL[®]
Ample healing screw h4 IL[®]



ILVGA3

Vite di guarigione ampia h3 IL[®]
Ample healing screw h3 IL[®]

VITI DI GUARIGIONE BIOLOGIC

BIOLOGIC HEALING SCREWS



ILVGBL25

Vite di guarigione Biologic ferulizzante con chiusura sul collo a 0,5 mm h2,5 IL[®]
Biologic ferulizing healing screw closing around the neck at 0.5 mm h2.5 IL[®]



ILVGBL35

Vite di guarigione Biologic ferulizzante con chiusura sul collo a 0,5 mm h3,5 IL[®]
Biologic ferulizing healing screw closing around the neck at 0.5 mm h3.5 IL[®]

TRANSFER, ANALOGHI E SCANBODY TRANSFER, ANALOGUES AND SCANBODY

PER IMPRONTA ANALOGICA FOR ANALOGIC PRINT



ILTR

Transfer pick up emergenza dritta IL®
Transfer pick up straight emergence IL®



ILAN3828

Analogo 3828 IL®
Analogue 3828 IL®



ILTRPULL

Transfer pull up in peek IL®
Transfer pull up in peek IL®

Transfer ILTR: vite ILVTR inclusa / screw ILVTR included

PER IMPRONTA DIGITALE FOR DIGITAL PRINT



ILIOS

Scanbody IL®
Scanbody IL®



ILANCAD3838

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 3,8 IL®
Digital analogue Ø 3.80 Neck 3,8 IL®



ILIOS-2

Scanbody IL® Slim
Scanbody IL® Slim



ILANCAD4218

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 1,8 IL®
Digital analogue Ø 4.25 Neck 1.8 IL®



ILANCAD3409

Analogo digitale Ø 3,40 Collo 0,9 IL®
Digital analogue Ø 3.40 Neck 0,9 IL®



ILANCAD4228

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 2,8 IL®
Digital analogue Ø 4.25 Neck 2,8 IL®



ILANCAD3418

Analogo digitale Ø 3,40 Collo 1,8 IL®
Digital analogue Ø 3.40 Neck 1,8 IL®



ILANCAD4238

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 3,8 IL®
Digital analogue Ø 4.25 Neck 3,8 IL®



ILANCAD3428

Analogo digitale Ø 3,40 Collo 2,8 IL®
Digital analogue Ø 3.40 Neck 2,8 IL®



ILANCAD5028

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 2,8 IL®
Digital analogue Ø 5.00 Neck 2,8 IL®



ILANCAD3818

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 1,8 IL®
Digital analogue Ø 3.80 Neck 1,8 IL®



ILANCAD5038

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 3,8 IL®
Digital analogue Ø 5.00 Neck 3,8 IL®



ILANCAD3828

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 2,8 IL®
Digital analogue Ø 3.80 Neck 2,8 IL®

Scanbody: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

Analogo digitale / Digital analogue ILANCADxxyy: vite ILANSCREW inclusa / screw ILANSCREW included



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics



MONCONI - ABUTMENTS

PILASTRI PROVVISORI TEMPORARY ABUTMENTS



ILMPN

Pilastro provvisorio in titanio non rotante IL®
Temporary titanium abutment, non-rotating, IL®



ILMPR

Pilastro provvisorio in titanio rotante IL®
Temporary titanium abutment, rotating, IL®

Pilastri provvisori / Temporary abutments: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

MONCONI DRITTI PER PROTESI CEMENTATA/AVVITATA STRAIGHT ABUTMENTS FOR CEMENTED/SCREW-RETAINED PROSTHESES



ILMD6

Moncone dritto Profile non rotante h6 IL®
Profile straight abutment non-rotating h6 IL®



ILMD6R

Moncone dritto Profile rotante h6 IL®
Profile straight abutment rotating h6 IL®



ILMD8

Moncone dritto Profile non rotante h8 IL®
Profile straight abutment non-rotating h8 IL®



ILMD8R

Moncone dritto Profile rotante h8 IL®
Profile straight abutment rotating h8 IL®



ILMD10

Moncone dritto Profile non rotante h10 IL®
Profile straight abutment non-rotating h10 IL®



ILMD10R

Moncone dritto Profile rotante h10 IL®
Profile straight abutment rotating h10 IL®



ILMD15

Moncone dritto Profile non rotante h15 IL®
Profile straight abutment non-rotating h15 IL®

Moncone / Abutment ILMD h6 - h8: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included
Moncone / Abutment ILMD h10 - h15: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

MONCONI ANGOLATI PER PROTESI CEMENTATA ANGLED ABUTMENTS FOR CEMENTED PROSTHESIS



ILMA15°1

Moncone angolato Profile 15° h1 IL®
Profile 15° angled abutment h1 IL®



ILMA25°1

Moncone angolato Profile 25° h1 IL®
Profile 25° angled abutment h1 IL®



ILMA15°2

Moncone angolato Profile 15° h2 IL®
Profile 15° angled abutment h2 IL®



ILMA25°2

Moncone angolato Profile 25° h2 IL®
Profile 25° angled abutment h2 IL®

Moncone / Abutment ILMAxx°y: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included



MONCONI PER PROTESI AVVITATA ABUTMENTS FOR SCREW-RETAINED PROSTHESES

ICONIC ABUTMENT FINESTRATO PER B.O.P.T.® WINDOWED ICONIC ABUTMENT FOR B.O.P.T.®



ILTBF6N

Iconic Abutment h6 non rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h6, B.O.P.T.®, non-rotating, IL®



ILTBF6R

Iconic Abutment h6 rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h6, B.O.P.T.®, rotating, IL®



ILTBF8N

Iconic Abutment h8 non rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h8, B.O.P.T.®, non-rotating, IL®



ILTBF8R

Iconic Abutment h8 rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h8, B.O.P.T.®, rotating, IL®



ILTBF10N

Iconic Abutment h10 non rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h10, B.O.P.T.®, non-rotating, IL®



ILTBF10R

Iconic Abutment h10 rotante, B.O.P.T.®, IL®
Iconic Abutment h10, B.O.P.T.®, rotating, IL®

Iconic Abutment ILTBFxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE PER PROTESI AVVITATA BASES FOR SCREW-RETAINED PROSTHESES

BASETTE FINESTRATE CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA WINDOWED BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE



ILTBFON-4

T-Base finestrata, con cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base windowed, with h4 cementing cone, non-rotating, IL®



ILTBFDYNON-4

T-Base Dyn finestrata, con cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base Dyn windowed with h4 cementing cone, non-rotating, IL®



ILTBFON-6

T-Base finestrata con cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base windowed with h6 cementing cone, non-rotating, IL®



ILTBFDYNOR-4

T-Base Dyn finestrata con cono di cementazione h4, rotante, IL®
T-Base Dyn windowed with h4 cementing cone, rotating, IL®

T-Base finestrata / windowed ILTBFFxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX



BASETTE BIOLOGIC NON ROTANTI

NON-ROTATING BIOLOGIC BASES



ILTBBLN4

T-Base Biologic non rotante con chiusura sul collo a 0,5 mm e cono di cementazione h4, IL®
Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure and h4 cementing cone, non-rotating, IL®



ILTBBLN6

T-Base Biologic non rotante con chiusura sul collo a 0,5 mm e cono di cementazione h6, IL®
Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure and h6 cementing cone, non-rotating, IL®

T-Base Biologic ILTBBLxx: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included



ILTBFLN

T-Base Biologic non rotante finestrata con chiusura sul collo a 0,5 mm e cono di cementazione h5, IL®
Windowed Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure and h5 cementing cone, non-rotating, IL®

T-Base Biologic Finestrata ILTBFLxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE BIOLOGIC ROTANTI

ROTATING BIOLOGIC BASES



ILTBBLR4

T-Base Biologic rotante con chiusura sul collo a 0,5 mm e cono di cementazione h4, IL®
Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure and h4 cementing cone, rotating, IL®



ILTBBLR6

T-Base Biologic rotante con chiusura sul collo a 0,5 mm e cono di cementazione h6, IL®
Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure and h6 cementing cone, rotating, IL®

T-Base Biologic ILTBBLxx: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included



ILTBFLR

T-Base Biologic rotante finestrata con chiusura sul collo a 0,5 mm, con cono di cementazione h5, IL®
Windowed Biologic T-Base with 0.5 mm neck closure and h5 cementing cone, rotating, IL®

T-Base Biologic Finestrata ILTBFLxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX



BASETTE NON ROTANTI CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA NON-ROTATING BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE



ILTBON-4

T-Base con chiusura a livello della piattaforma e cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base with platform-level closure and h4 cementing cone, non-rotating, IL®



ILTBON-6

T-Base con chiusura a livello della piattaforma e cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base with platform-level closure and h6 cementing cone, non-rotating, IL®

T-Base ILTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE NON ROTANTI CON H INTRAMUCOSA NON-ROTATING BASES WITH INTRAMUCOSAL H



ILTB1N-4

T-Base con h intramucosa 1,5 e cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base with 1.5 intramucosal height and h4 cementing cone, non-rotating, IL®



ILTB1N-6

T-Base con h intramucosa 1,5 e cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base with 1.5 intramucosal height with cementing cone h6, non-rotating, IL®



ILTB2N-4

T-Base con h intramucosa 2,5 e cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base with 2.5 intramucosal height and h4 cementing cone, non-rotating, IL®



ILTB2N-6

T-Base con h intramucosa 2,5 e cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base with 2.5 intramucosal height and h6 cementing cone, non-rotating, IL®



ILTB3N-4

T-Base con h intramucosa 3,5 e cono di cementazione h4, non rotante, IL®
T-Base with 3.5 intramucosal height and h4 cementing cone, non-rotating, IL®



ILTB3N-6

T-Base con h intramucosa 3,5 e cono di cementazione h6, non rotante, IL®
T-Base with 3.5 intramucosal height and h6 cementing cone, non-rotating, IL®

T-Base ILTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE ROTANTI CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA ROTATING BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE



ILTBOR-4

T-Base con chiusura a livello della piattaforma, e cono di cementazione h4, rotante, IL®
T-Base with platform-level closure and h4 cementing cone, rotating, IL®



ILTBOR-6

T-Base con chiusura a livello della piattaforma, e cono di cementazione h6, rotante, IL®
T-Base with platform-level closure and h6 cementing cone, rotating, IL®

T-Base ILTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX





BASETTE ROTANTI CON H INTRAMUCOSA ROTATING BASES WITH INTRAMUCOSAL H



ILTB1R-4

T-Base con h intramucosa 1,5 e cono di cementazione h4, rotante, IL®

T-Base with 1.5 intramucosal height and h4 cementing cone, rotating, IL®



ILTB1R-6

T-Base con h intramucosa 1,5 e cono di cementazione h6, rotante, IL®

T-Base with 1.5 intramucosal height and h6 cementing cone, rotating, IL®



ILTB2R-4

T-Base con h intramucosa 2,5 e cono di cementazione h4, rotante, IL®

T-Base with 2.5 intramucosal height and h4 cementing cone, rotating, IL®



ILTB2R-6

T-Base con h intramucosa 2,5 e cono di cementazione h6, rotante, IL®

T-Base with 2.5 intramucosal height and h6 cementing cone, rotating, IL®



ILTB3R-4

T-Base con h intramucosa 3,5 e cono di cementazione h4, rotante, IL®

T-Base with 3.5 intramucosal height and h4 cementing cone, rotating, IL®



ILTB3R-6

T-Base con h intramucosa 3,5 e cono di cementazione h6, rotante, IL®

T-Base with 3.5 intramucosal height and h6 cementing cone, rotating, IL®



T-Base ILTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE SISTEMI CAD/CAM DIGITALI DIGITAL CAD/CAM SYSTEMS BASES



ILTBCER05

T-Base h0,5 compatibile con sistemi CAD/CAM digitali Cerec®, IL®

T-Base h0.5 compatible with digital Cerec® CAD/CAM systems IL®



ILTBCER15

T-Base h1,5 compatibile con sistemi CAD/CAM digitali Cerec®, IL®

T-Base h1.5 compatible with digital Cerec® CAD/CAM systems IL®

T-Base Cer ILTBFCERxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



ILTBBL CER15

T-Base Biologic h1,5 compatibile con sistemi CAD/CAM digitali Cerec®, IL®

Biologic T-Base h1.5 compatible with digital Cerec® CAD/CAM systems IL®

T-Base Biologic Cer ILTBBL CER15: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included

T-BASE IN CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE PER PROTESI AVVITATA COBALT-CHROME T-BASE WITH CALCINABLE CANNULA FOR SCREW-RETAINED PROSTHESIS



ILTBCRCON

T-Base non rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile IL®

Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula, non-rotating, IL®



ILTBCRCOR

T-Base rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile IL®

Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula, rotating, IL®

T-Base ILTBCRCON, ILTBCRCOR: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

Attenzione: Tutti i marchi, i nomi commerciali e i codici registrati appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati esclusivamente per indicare la compatibilità con i nostri dispositivi.
Warning: All trademarks, trade names, and registered codes are the property of their respective owners and are mentioned exclusively to indicate compatibility with our devices.



VITI PROTESICHE - PROSTHETIC SCREW



ILVPR

Vite protesica testa cilindrica per sigillo piano IL®
Cylinder head prosthetic screw for flat seal IL®



ILVPRSV

Vite protesica testa svasata per sigillo conico IL®
Countersunk head prosthetic screw for conical seal IL®



ILVPRTX

Vite protesica torx testa cilindrica per sigillo piano impianti IL®
Torx cylinder head prosthetic screw for flat seal IL®



ILVTR

Vite per transfer h20 IL®
Screw for transfer h20 IL®



ILANSCREW

Vite per analogo digitale M 1.8
Screw for digital analogue M 1.8

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25 N·cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N·cm

MONCONI LOCATOR - LOCATOR ABUTMENTS

MONCONI LOCATOR PER OVERDENTURE LOCATOR ABUTMENTS PER OVERDENTURE



ILLO1

Moncone Locator h1 IL®
Locator abutment h1 IL®



ILLO4

Moncone Locator h4 IL®
Locator abutment h4 IL®



ILLO2

Moncone Locator h2 IL®
Locator abutment h2 IL®



ILLO5

Moncone Locator h5 IL®
Locator abutment h5 IL®



ILLO3

Moncone Locator h3 IL®
Locator abutment h3 IL®



LOINS

Driver Locator
Locator driver

+ CONVATT non incluso / not included



IL8519-2 SU RICHIESTA / ON REQUEST

1 Porta cappetta in metallo + 4 Cappette per diversa ritenzione
(azzurra leggera - grigia media - trasparente forte - nera per laboratorio)
+ anello distanziatore

1 Metal cap holder + 4 Caps for different retention
(light blue - medium grey - strong transparent - black for laboratory)
+ spacer ring





MUA – MONCONI MULTI UNIT - MULTI UNIT ABUTMENT

MUA - VITI DI GUARIGIONE

MUA - HEALING SCREWS



IL100304

Vite di guarigione per MUA h4
Healing screw for MUA h4



IL100308

Vite di guarigione per MUA h8
Healing screw for MUA h8



IL100306

Vite di guarigione per MUA h6
Healing screw for MUA h6

MUA - TRANSFER E ANALOGHI

MUA - TRANSFER AND ANALOGUES



IL900003

Transfer pick up per MUA
Transfer pick up for MUA



TIS900001

Analogo per MUA
Analogue for MUA

Transfer pick up IL900003: vite IL900004 inclusa / *screw IL900004 included*

MUA - SCANBODY E ANALOGHI

MUA - SCANBODY AND ANALOGUES



ILINTRA

Scanbody per MUA
Scanbody for MUA



ILANCADMUA

Analogo CAD per MUA
CAD analogue for MUA

Scanbody ILINTRA: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

Analogo CAD / *CAD analogue* ILANCADMUA: vite TISANSCREW128 inclusa / *screw TISANSCREW128 included*

MUA - MONCONE PROVVISORIO

MUA - TEMPORARY ABUTMENT



IL100222

Moncone provvisorio per MUA
Temporary abutment for MUA

Moncone provvisorio / *Temporary abutment* IL100222: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

MUA - MONCONE CALCINABILE

MUA - CALCINABLE ABUTMENT



IL900002

Moncone calcinabile per MUA
Calcinable abutment for MUA

Moncone calcinabile / *Calcinable abutment* IL900002: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*



MUA DRITTO STRAIGHT MUA



ILMUA00°15

MUA dritto h1.5 IL®
Straight MUA h1.5 IL®



ILMUA00°40

MUA dritto h4 IL®
Straight MUA h4 IL®



ILMUA00°30

MUA dritto h3 IL®
Straight MUA h3 IL®



TCRMFA

Avvitatore per MUA dritto
Straight MUA screwdriver

MUA ANGOLATO ANGLED MUA



ILMUA17°3

MUA angolato 17° h3 IL®
17° angled MUA h3 IL®



ILMUA30°3

MUA angolato 30° h3 IL®
30° angled MUA h3 IL®



ILMUA17°5

MUA angolato 17° h5 IL®
17° angled MUA h5 IL®



ILMUA30°5

MUA angolato 30° h5 IL®
30° angled MUA h5 IL®



TPOMFA

Inseritore per MUA angolato
Angled MUA inserter

MUA angolato / Angled MUA: vite ILVPRMUA inclusa / screw ILVPRMUA included

MUA T-BASE CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE COBALT-CHROME T-BASE MUA WITH CALCINABLE CANNULA



ILBACCR

T-Base in Cromo Cobalto con cannula
calcinabile per MUA
Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula
for MUA

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included

MUA T-BASE TITANIO TITANIUM T-BASE MUA



ILBATI

T-Base in titanio per MUA
Titanium T-Base for MUA



ILBATISH

T-Base short in titanio per MUA
Titanium T-Base short for MUA

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included



SU RICHIESTA / ON REQUEST:
vite TIS100003TX / screw TIS100003TX



VITI PROTESICHE PER MUA - MUA PROSTHETIC SCREW



IL100003

Vite protesica per MUA
Prosthetic screw for MUA



TIS100003TX

Vite protesica torx per MUA
Torx prosthetic screw for MUA



ILVPRMUA

Vite esagonale per MUA angolato
Hexagonal screw for angled MUA



IL900004

Vite transfer per MUA
Transfer screw for MUA



TISANSCREW128

Vite per analogo digitale MUA
Screw for MUA digital analogue

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25 N·cm

IL100003:

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 15 N·cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N·cm

IL100003:

The advised prosthetic tightening torque is 15 N·cm

Strumentario IL[®]

IL[®], Instruments

STRUMENTARIO PER COMPONENTI PROTESICHE INSTRUMENTS FOR PROSTHETIC COMPONENTS



TCOTORXC

Cacciavite Torx Corto
Short Torx screwdriver

+ CONVATT



non incluso / *not included*



TDR128C

Cacciavite manuale corto esagono 1,28
Short manual driver hexagon 1.28



TCOTORXL

Cacciavite Torx Lungo
Long Torx screwdriver

+ CONVATT



non incluso / *not included*



TDR128L

Cacciavite manuale lungo esagono 1,28
Long manual driver hexagon 1.28



TCR128L

Cacciavite attacco cricchetto lungo esagono 1,28
Long ratchet driver hexagon 1.28



TCO128L

Cacciavite attacco contrangolo lungo esagono 1,28
Long contra-angle driver hexagon 1.28

IL WIDE®

CONNESSIONE

PIATTAFORMA PROTESICA 3,80


3.80 PROSTHETIC PLATFORM CONNECTION

IL WIDE® ha un Ø 3.80 mm dotata di un esagono interno e di un collarino in risalto di 0.32 mm, che aumenta la stabilità meccanica della connessione e riduce le sollecitazioni alla vite protesica.

IL WIDE® favorisce anche un profilo d'emergenza più armonioso avendo una piattaforma di connessione più ampia, nei casi di protesizzazione dei denti posteriori, migliorando estetica e funzionalità.

The Ø 3.80 mm connection features an internal hex and a 0.32 mm external collar, which increases the mechanical stability of the connection and reduces the stress on the prosthetic screw.

IL WIDE® also favors a more harmonious emergence profile because the connection platform is wider in the cases of posterior teeth prosthesis and that improves aesthetics and functionality.





Unico®

ABUTMENT

L'evoluzione convergente si concretizza grazie alla combine tra IL WIDE® e il moncone UNICO® studiato per generare l'effetto convergente intramucoso su tale linea implantare, ma declinabile in tutte le linee implantari Leader Medica così dette bone level, a prescindere dalla connessione.

Il moncone UNICO® è costituito da una parte intramucosa convergente con appoggio diretto sulla piattaforma dell'impianto e una parte superiore adatta per l'incollaggio o la cementazione della corona.

La sua geometria, ideata per preservare l'ampiezza biologica secondo i principi della B.O.P.T.®, consente di trasformare gli impianti osteointegrati bone level in configurazione protesiche intramucose, senza dover sostituire l'impianto chirurgicamente. Ne risulta una soluzione perfetta per favorire la guarigione dei tessuti molli, stabilizzare il sigillo mucoso e ottimizzare la distribuzione delle forze masticatorie.

The convergent evolution takes shape through the combination of IL WIDE® implant and the UNICO® abutment, specifically designed to generate the intramucosal convergent effect on this implant line, but applicable across all so-called bone level Leader Medica implant lines, regardless of the connection type.

UNICO® is designed with an interface portion to ensure stable fit with the fixture, a intramucosal portion shaped to recreate an intramucosal emerging profile, and an upper portion suitable for connection to a prosthetic superstructure.

Its geometry, designed to preserve the biological width according to the principles of B.O.P.T.®, allows bone level osseointegrated implants to be transformed into intramucosal prosthetic configurations without having to surgically replace the implant. This results in a perfect solution for promoting soft tissue healing, stabilizing the mucosal seal, and optimizing the distribution of masticatory forces.

UILW6-N



Unico Abutment dritto h6, non rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®

Unico Abutment straight h6, non-rotating, B.O.P.T.®, IL WIDE®

UILW8-N



Unico Abutment dritto h8, non rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®

Unico Abutment straight h8, non-rotating, B.O.P.T.®, IL WIDE®

UILW10-N



Unico Abutment dritto h10, non rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®

Unico Abutment straight h10, non-rotating, B.O.P.T.®, IL WIDE®

UAILW6-N



Unico Abutment angolato 15° h6, non rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®

Unico Abutment 15° angled h6, non-rotating, B.O.P.T.®, IL WIDE®

UILW6-R



Unico Abutment dritto h6, rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®

Unico Abutment straight h6, rotating, B.O.P.T.®, IL WIDE®


UILW8-R



Unico Abutment dritto h8, rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®

Unico Abutment straight h8, rotating, B.O.P.T.®, IL WIDE®

UILW10-R



Unico Abutment dritto h10, rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®

Unico Abutment straight h10, rotating, B.O.P.T.®, IL WIDE®

UAILW6-R



Unico Abutment angolato 15° h6, rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE®

Unico Abutment 15° angled h6, rotating, B.O.P.T.®, IL WIDE®



“La protesi che CONVERGE”

“The convergent prosthesis”

Una componente
protesica per ciascuna
connessione implantare
da IL WIDE® a MITO, FIVE...

*One prosthetic component for
each implant connection
from IL WIDE® to MITO, FIVE...*





Libertà di Progettazione



Il moncone UNICO® riprende le forme della preparazione B.O.P.T.® del Dottor Ignazio Loi, lasciando al protesista assoluta libertà di manovra nell'individuare la posizione verticale della chiusura del margine protesico. Anche in funzione della profondità di piazzamento dell'impianto.

/ FREEDOM OF DESIGN

The UNICO® abutment follows the design principles of Dr. Ignazio Loi's B.O.P.T.® preparation, giving the prosthodontist complete freedom to determine the vertical position of the prosthetic margin closure — also in relation to the depth at which the implant is placed.

Per ogni altezza

Il sistema UNICO® è modulare: offre al clinico la possibilità di scegliere l'altezza intramucosa più adeguata al biotipo gengivale del paziente.

Si utilizza sia in protesi avvitata che cementata, consentendo di avere un moncone standardizzato, ma con diverse misure disponibili per adattarsi alla situazione clinica.

BENEFICI

- Compatibilità con **flussi digitali e analogici**
- Indicato nei casi con impianti **marcatamente inclinati o disparalleli**
- Disponibile **dritto o angolato**, per la riabilitazione protesica di tutti gli impianti bone level
- **Chiusura estetica** individuale su tratto cilindrico

/ FOR EVERY HEIGHT

The UNICO® system is modular and allows the clinician to choose the most suitable intramucosal height according to the patient's gingival biotype.

It is compatible with both screw-retained and cement-retained prostheses, offering a standardized abutment available in different heights to adapt to various clinical situations.

BENEFITS

- Compatible with both **digital and analog workflows**
- Recommended for cases with **severely angled or non-parallel implants**
- Available **in straight or angled version**, suitable for the prosthetic restoration of all bone level implants
- Individualized **esthetic closure** on the cylindrical portion

UNICO® ANGOLATO

Unico® Angled

CARATTERISTICHE

- Cono di cementazione: **6°**
- Inclinazione: **15°**
- Versioni: **rotante e non rotante**, per restauri singoli o multipli (ponti)

SPECIFICATIONS

- Cementation taper: **6°**
- Angulation: **15°**
- Versions: **rotating and non-rotating**, for single restorations or multi-unit bridges



IL WIDE[®], Componenti Protetiche

IL WIDE[®] line, Prosthetic Components

VITI DI GUARIGIONE - HEALING SCREWS

VITI DI GUARIGIONE DRITTE STRAIGHT HEALING SCREWS



ILWVGDR2

Vite di guarigione Profile h2 IL WIDE[®]
Profile healing screw h2 IL WIDE[®]



ILWVGDR5

Vite di guarigione Profile h5 IL WIDE[®]
Profile healing screw h5 IL WIDE[®]



ILWVGDR3

Vite di guarigione Profile h3 IL WIDE[®]
Profile healing screw h3 IL WIDE[®]

VITI DI GUARIGIONE CON EMERGENZA ANATOMICA HEALING SCREWS WITH ANATOMICAL EMERGENCE



ILWVGMY2

Vite di guarigione Myoguide h2 IL WIDE[®]
Myoguide healing screw h2 IL WIDE[®]



ILWVGMY5

Vite di guarigione Myoguide h5 IL WIDE[®]
Myoguide healing screw h5 IL WIDE[®]



ILWVGMY3

Vite di guarigione Myoguide h3 IL WIDE[®]
Myoguide healing screw h3 IL WIDE[®]

TRANSFER, ANALOGHI E SCANBODY TRANSFER, ANALOGUES AND SCANBODY

PER IMPRONTA ANALOGICA FOR ANALOGIC PRINT



ILWTR

Transfer pick up emergenza dritta IL WIDE[®]
Transfer pick up straight emergence IL WIDE[®]



ILWAN3809

Analogo 3809 IL WIDE[®]
Analogue 3809 IL WIDE[®]



ILWTRST

Transfer a strappo emergenza anatomica IL WIDE[®]
Closed tray transfer anatomical emergence IL WIDE[®]

Transfer ILWTR - ILWTRST: vite ILVTR inclusa / screw ILVTR included



PER IMPRONTA DIGITALE FOR DIGITAL PRINT



ILWIOS

Scanbody IL WIDE®
Scanbody IL WIDE®



ILWANCAD4218

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 1,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 4.25 Neck 1.8 IL WIDE®



ILWIOS-2

Scanbody IL WIDE® Slim
Scanbody IL WIDE® Slim



ILWANCAD4228

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 2,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 4.25 Neck 2.8 IL WIDE®



ILWANCAD3809

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 0,9 IL WIDE®
Digital analogue Ø 3.80 Neck 0.9 IL WIDE®



ILWANCAD5009

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 0,9 IL WIDE®
Digital analogue Ø 5.00 Neck 0.9 IL WIDE®



ILWANCAD3818

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 1,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 3.80 Neck 1.8 IL WIDE®



ILWANCAD5018

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 1,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 5.00 Neck 1.8 IL WIDE®



ILWANCAD3828

Analogo digitale Ø 3,80 Collo 2,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 3.80 Neck 2.8 IL WIDE®



ILWANCAD5028

Analogo digitale Ø 5,00 Collo 2,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 5.00 Neck 2.8 IL WIDE®



ILWANCAD4209

Analogo digitale Ø 4,25 Collo 0,9 IL WIDE®
Digital analogue Ø 4.25 Neck 0.9 IL WIDE®



ILWANCAD6028

Analogo digitale Ø 6,00 Collo 2,8 IL WIDE®
Digital analogue Ø 6.00 Neck 2.8 IL WIDE®

Scanbody: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

Analogo digitale / Digital analogue ILWANCADxyy: vite ILANSCREW inclusa / screw ILANSCREW included

MONCONI - ABUTMENTS

PILASTRI PROVVISORI TEMPORARY ABUTMENTS



ILWMPN

Pilastro provvisorio in titanio non rotante
IL WIDE®
Temporary titanium abutment, non-rotating,
IL WIDE®



ILWMPAN

Pilastro provvisorio con emergenza anatomica,
non rotante IL WIDE®
Temporary abutment with anatomical
emergence, non-rotating IL WIDE®



ILWMPR

Pilastro provvisorio in titanio rotante
IL WIDE®
Temporary titanium abutment, rotating,
IL WIDE®



ILWMPAR

Pilastro provvisorio con emergenza anatomica,
rotante IL WIDE®
Temporary abutment with anatomical
emergence, rotating IL WIDE®

Pilastri provvisori / Temporary abutments: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



MONCONI DRITTI PER PROTESI CEMENTATA/AVVITATA STRAIGHT ABUTMENTS FOR CEMENTED/SCREW-RETAINED PROSTHESES

		ILWMD6 Moncone dritto Profile non rotante h6 IL WIDE® <i>Profile straight abutment non-rotating h6 IL WIDE®</i>			ILWMD6R Moncone dritto Profile rotante h6 IL WIDE® <i>Profile straight abutment rotating h6 IL WIDE®</i>
		ILWMD8 Moncone dritto Profile non rotante h8 IL WIDE® <i>Profile straight abutment non-rotating h8 IL WIDE®</i>			ILWMD8R Moncone dritto Profile rotante h8 IL WIDE® <i>Profile straight abutment rotating h8 IL WIDE®</i>
		ILWMD10 Moncone dritto Profile non rotante h10 IL WIDE® <i>Profile straight abutment non-rotating h10 IL WIDE®</i>			ILWMD10R Moncone dritto Profile rotante h10 IL WIDE® <i>Profile straight abutment rotating h10 IL WIDE®</i>
		ILWMD15 Moncone dritto Profile non rotante h15 IL WIDE® <i>Profile straight abutment non-rotating h15 IL WIDE®</i>			

Moncone / Abutment ILWMD h6 - h8: vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included
Moncone / Abutment ILWMD h10 - h15: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

MONCONI ANGOLATI PER PROTESI CEMENTATA ANGLED ABUTMENTS FOR CEMENTED PROSTHESES

		ILWMA15°1 Moncone angolato Profile 15° h1 IL WIDE® <i>Profile 15° angled abutment h1 IL WIDE®</i>			ILWMA25°1 Moncone angolato Profile 25° h1 IL WIDE® <i>Profile 25° angled abutment h1 IL WIDE®</i>
		ILWMA15°2 Moncone angolato Profile 15° h2 IL WIDE® <i>Profile 15° angled abutment h2 IL WIDE®</i>			ILWMA25°2 Moncone angolato Profile 25° h2 IL WIDE® <i>Profile 25° angled abutment h2 IL WIDE®</i>

Moncone / Abutment ILWMAxx°y: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

MONCONI PER PROTESI AVVITATA ABUTMENTS FOR SCREW-RETAINED PROSTHESES

ICONIC ABUTMENT FINESTRATO PER B.O.P.T.® WINDOWED ICONIC ABUTMENT FOR B.O.P.T.®

		ILWTBF6N Iconic Abutment h6 non rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE® <i>Iconic Abutment h6, B.O.P.T.®, non-rotating, IL WIDE®</i>			ILWTBF6R Iconic Abutment h6 rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE® <i>Iconic Abutment h6, B.O.P.T.®, rotating, IL WIDE®</i>
		ILWTBF8N Iconic Abutment h8 non rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE® <i>Iconic Abutment h8, B.O.P.T.®, non-rotating, IL WIDE®</i>			ILWTBF8R Iconic Abutment h8 rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE® <i>Iconic Abutment h8, B.O.P.T.®, rotating, IL WIDE®</i>
		ILWTBF10N Iconic Abutment h10 non rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE® <i>Iconic Abutment h10, B.O.P.T.®, non-rotating, IL WIDE®</i>			ILWTBF10R Iconic Abutment h10 rotante, B.O.P.T.®, IL WIDE® <i>Iconic Abutment h10, B.O.P.T.®, rotating, IL WIDE®</i>

Iconic Abutment ILWTBFxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX





BASETTE PER PROTESI AVVITATA BASES FOR SCREW-RETAINED PROSTHESES

BASETTE FINESTRATE CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA WINDOWED BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE

ILWTBFDYNON-4



T-Base Dyn finestrata con chiusura a livello della piattaforma e cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®

T-Base Dyn windowed with platform-level closure and h4 cementing cone, non-rotating, IL WIDE®

T-Base finestrata / windowed ILWTBx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



ILWTBFDYNOR-4

T-Base Dyn finestrata con chiusura a livello della piattaforma e cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®

T-Base Dyn windowed with platform-level closure and h4 cementing cone, rotating, IL WIDE®



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE NON ROTANTI CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA NON-ROTATING BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE

ILWTBON-4



T-Base con chiusura a livello della piattaforma e cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®

T-Base with platform-level closure and h4 cementing cone, non-rotating, IL WIDE®

T-Base ILWTBx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



ILWTBON-6

T-Base con chiusura a livello della piattaforma e cono di cementazione h6, non rotante, IL WIDE®

T-Base with platform-level closure and h6 cementing cone, non-rotating, IL WIDE®



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE ROTANTI CON BASE DI APPOGGIO E CON CHIUSURA A LIVELLO DELLA PIATTAFORMA ROTATING BASES WITH SUPPORT BASE AND PLATFORM-LEVEL CLOSURE

ILWTBOR-4



T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®

T-Base with platform-level closure and h4 cementing cone, rotating, IL WIDE®

T-Base ILWTBx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



ILWTBOR-6

T-Base con chiusura a livello della piattaforma, con cono di cementazione h6, rotante, IL WIDE®

T-Base with platform-level closure and h6 cementing cone, rotating, IL WIDE®



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE NON ROTANTI CON H INTRAMUCOSA NON-ROTATING BASES WITH INTRAMUCOSAL H



ILWTB1N-4

T-Base con h intramucosa 1,5 e cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®
T-Base with 1.5 intramucosal height and h4 cementing cone, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB1N-6

T-Base con h intramucosa 1,5 e cono di cementazione h6, non rotante, IL WIDE®
T-Base with 1.5 intramucosal height and h6 cementing cone, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB2N-4

T-Base con h intramucosa 2,5 e cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®
T-Base with 2.5 intramucosal height and h4 cementing cone, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB2N-6

T-Base con h intramucosa 2,5 e cono di cementazione h6, non rotante, IL WIDE®
T-Base with 2.5 intramucosal height and h6 cementing cone, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB3N-4

T-Base con h intramucosa 3,5 e cono di cementazione h4, non rotante, IL WIDE®
T-Base with 3.5 intramucosal height and h4 cementing cone, non-rotating, IL WIDE®



ILWTB3N-6

T-Base con h intramucosa 3,5 e cono di cementazione h6, non rotante, IL WIDE®
T-Base with 3.5 intramucosal height and h6 cementing cone, non-rotating, IL WIDE®

T-Base ILWTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE ROTANTI CON H INTRAMUCOSA ROTATING BASES WITH INTRAMUCOSAL H



ILWTB1R-4

T-Base con h intramucosa 1,5 e cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®
T-Base with 1.5 intramucosal height and h4 cementing cone, rotating, IL WIDE®



ILWTB1R-6

T-Base con h intramucosa 1,5 e cono di cementazione h6, rotante, IL WIDE®
T-Base with 1.5 intramucosal height and h6 cementing cone, rotating, IL WIDE®



ILWTB2R-4

T-Base con h intramucosa 2,5 e cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®
T-Base with 2.5 intramucosal height and h4 cementing cone, rotating, IL WIDE®



ILWTB2R-6

T-Base con h intramucosa 2,5 e cono di cementazione h6, rotante, IL WIDE®
T-Base with 2.5 intramucosal height and h6 cementing cone, rotating, IL WIDE®



ILWTB3R-4

T-Base con h intramucosa 3,5 e cono di cementazione h4, rotante, IL WIDE®
T-Base with 3.5 intramucosal height and h4 cementing cone, rotating, IL WIDE®



ILWTB3R-6

T-Base con h intramucosa 3,5 e cono di cementazione h6, rotante, IL WIDE®
T-Base with 3.5 intramucosal height and h6 cementing cone, rotating, IL WIDE®

T-Base ILWTBxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE SISTEMI CAD/CAM DIGITALI DIGITAL CAD/CAM SYSTEMS BASES



ILWTBCER15

T-Base h1,5 compatibile con sistemi CAD/CAM digitali Cerec®, IL WIDE®
T-Base h1.5 compatible with Cerec® digital CAD/CAM systems IL WIDE®

T-Base Cer ILTBCERxx: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

Attenzione: I marchi, i nomi commerciali e i codici registrati appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati esclusivamente per indicare la compatibilità con i nostri dispositivi.
Warning: Trademarks, trade names, and registered codes are the property of their respective owners and are mentioned exclusively to indicate compatibility with our devices.



Matematiche Digitali disponibili - Available Digital Mathematics



T-BASE IN CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE PER PROTESI AVVITATA

COBALT-CHROME T-BASE WITH CALCINABLE CANNULA FOR SCREW-RETAINED PROSTHESIS



ILWTBCRCON

T-Base non rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile IL WIDE®

Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula, non-rotating, IL WIDE®



ILWTBCRCOR

T-Base rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile IL WIDE®

Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula, rotating, IL WIDE®

T-Base ILWTBCRCON, ILWTBCRCOR: vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

VITI PROTESICHE - PROSTHETIC SCREW



ILVPR

Vite protesica testa cilindrica per sigillo piano IL®
Cylinder head prosthetic screw for flat seal IL®



ILVPRSV

Vite protesica testa svasata per sigillo conico IL®
Countersunk head prosthetic screw for conical seal IL®



ILVPRTX

Vite protesica torx testa cilindrica per sigillo piano impianti IL®
Torx cylinder head prosthetic screw for flat seal IL®



ILVTR

Vite per transfer h20 IL®
Screw for transfer h20 IL®



ILANSCREW

Vite per analogo digitale M 1.8
Screw for digital analogue M 1.8

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25 N·cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N·cm

MONCONI LOCATOR - LOCATOR ABUTMENTS

MONCONI LOCATOR PER OVERDENTURE

LOCATOR ABUTMENTS PER OVERDENTURE



ILWLO1

Moncone Locator h1 IL WIDE®
Locator abutment h1 IL WIDE®



ILWLO4

Moncone Locator h4 IL WIDE®
Locator abutment h4 IL WIDE®



ILWLO2

Moncone Locator h2 IL WIDE®
Locator abutment h2 IL WIDE®



ILWLO5

Moncone Locator h5 IL WIDE®
Locator abutment h5 IL WIDE®



ILWLO3

Moncone Locator h3 IL WIDE®
Locator abutment h3 IL WIDE®



LOINS

Driver Locator
Locator driver

+ CONVATT 
non incluso / not included



IL8519-2 SU RICHIESTA / ON REQUEST

1 Porta cappetta in metallo + 4 Cappette per diversa ritenzione
(azzurra leggera - grigia media - trasparente forte - nera per laboratorio)
+ anello distanziatore

1 Metal cap holder + 4 Caps for different retention
(light blue - medium grey - strong transparent - black for laboratory)
+ spacer ring



MUA – MONCONI MULTI UNIT - MULTI UNIT ABUTMENT

MUA - VITI DI GUARIGIONE

MUA - HEALING SCREWS



IL100304

Vite di guarigione per MUA h4
Healing screw for MUA h4



IL100308

Vite di guarigione per MUA h8
Healing screw for MUA h8



IL100306

Vite di guarigione per MUA h6
Healing screw for MUA h6

MUA - TRANSFER E ANALOGHI

MUA - TRANSFER AND ANALOGUES



IL900003

Transfer pick up per MUA
Transfer pick up for MUA



TIS900001

Analogo per MUA
Analogue for MUA

Transfer pick up IL900003: vite IL900004 inclusa / *screw IL900004 included*

MUA - SCANBODY E ANALOGHI

MUA - SCANBODY AND ANALOGUES



ILINTRA

Scanbody per MUA
Scanbody for MUA



ILANCADMUA

Analogo CAD per MUA
CAD analogue for MUA

Scanbody ILINTRA: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

Analogo CAD / *CAD analogue* ILANCADMUA: vite TISANSCREW128 inclusa / *screw TISANSCREW128 included*

MUA - MONCONE PROVVISORIO

MUA - TEMPORARY ABUTMENT



IL100222

Moncone provvisorio per MUA
Temporary abutment for MUA

Moncone provvisorio / *Temporary abutment* IL100222: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

MUA - MONCONE CALCINABILE

MUA - CALCINABLE ABUTMENT



IL900002

Moncone calcinabile per MUA
Calcinable abutment for MUA

Moncone calcinabile / *Calcinable abutment* IL900002: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*



MUA DRITTO

STRAIGHT MUA



ILWMUA00°15
MUA dritto h1.5 IL WIDE®
Straight MUA h1.5 IL WIDE®



ILWMUA00°40
MUA dritto h4 IL WIDE®
Straight MUA h4 IL WIDE®



ILWMUA00°30
MUA dritto h3 IL WIDE®
Straight MUA h3 IL WIDE®



TCRMFA
Avvitatore per MUA dritto
Straight MUA screwdriver

MUA ANGOLATO

ANGLED MUA



ILWMUA17°3
MUA angolato 17° h3 IL WIDE®
17° angled MUA h3 IL WIDE®



ILWMUA30°3
MUA angolato 30° h3 IL WIDE®
30° angled MUA h3 IL WIDE®



ILWMUA17°5
MUA angolato 17° h5 IL WIDE®
17° angled MUA h5 IL WIDE®



ILWMUA30°5
MUA angolato 30° h5 IL WIDE®
30° angled MUA h5 IL WIDE®



TPOMFA
Inseritore per MUA angolato
Angled MUA inserter

MUA angolato / Angled MUA: vite ILVPRMUA inclusa / screw ILVPRMUA included

MUA T-BASE CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE

COBALT-CHROME T-BASE MUA WITH CALCINABLE CANNULA



ILBACCR
T-Base in Cromo Cobalto con cannula
calcinabile per MUA
*Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula
for MUA*

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included

MUA T-BASE TITANIO

TITANIUM T-BASE MUA



ILBATI
T-Base in titanio per MUA
Titanium T-Base for MUA



ILBATISH
T-Base short in titanio per MUA
Titanium T-Base short for MUA

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included



SU RICHIESTA / ON REQUEST:
vite TIS100003TX / screw TIS100003TX

VITI PROTESICHE PER MUA - MUA PROSTHETIC SCREW



IL100003

Vite protesica per MUA
Prosthetic screw for MUA



ILVPRMUA

Vite esagonale per MUA angolato
Hexagonal screw for angled MUA



TISANSCREW128

Vite per analogo digitale MUA
Screw for MUA digital analogue



TIS100003TX

Vite protesica torx per MUA
Torx prosthetic screw for MUA



IL900004

Vite transfer per MUA
Transfer screw for MUA

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25 N-cm

IL100003:

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 15 N-cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N-cm

IL100003:

The advised prosthetic tightening torque is 15 N-cm

Strumentario IL WIDE®

IL WIDE®, Instruments

STRUMENTARIO PER COMPONENTI PROTESICHE INSTRUMENTS FOR PROSTHETIC COMPONENTS



TCOTORXC

Cacciavite Torx Corto
Short Torx screwdriver

+ CONVATT 
non incluso / not included



TDR128C

Cacciavite manuale corto esagono 1,28
Short manual driver hexagon 1.28



TCOTORXL

Cacciavite Torx Lungo
Long Torx screwdriver

+ CONVATT 
non incluso / not included



TDR128L

Cacciavite manuale lungo esagono 1,28
Long manual driver hexagon 1.28



TCR128L

Cacciavite attacco cricchetto lungo esagono 1,28
Long ratchet driver hexagon 1.28



TCO128L

Cacciavite attacco contrangolo lungo esagono 1,28
Long contra-angle driver hexagon 1.28



Impianto IL[®] Zigomatico, Nasale e Pterigoideo

IL[®] Zygomatic, Nasal and Pterygoid Implant



IL[®] ZIGOMATICO Ø 3,75 IL[®] ZYGOMATIC Ø 3.75

h 35 mm	ILZY3735	ILZY4235
h 37,5 mm	ILZY3737	ILZY4237
h 40 mm	ILZY3740	ILZY4240
h 42,5 mm	ILZY3742	ILZY4242
h 45 mm	ILZY3745	ILZY4245
h 47,5 mm	ILZY3747	ILZY4247
h 50 mm	ILZY3750	ILZY4250
h 52,5 mm	ILZY3752	ILZY4252
h 55 mm	ILZY3755	ILZY4255
h 60 mm	ILZY3760	ILZY4260

IL[®] ZIGOMATICO Ø 4,20 IL[®] ZYGOMATIC Ø 4.20



IL[®] NASALE Ø 4,00 IL[®] NASAL Ø 4.00

h 24 mm	ILNS4024
h 26 mm	ILNS4026
h 28 mm	ILNS4028
h 30 mm	ILNS4030



IL[®] PTERIGOIDEO Ø 4,00 IL[®] PTERYGOID Ø 4.00

h 18 mm	ILPT4018
h 20 mm	ILPT4020
h 22 mm	ILPT4022

IL[®] Zigomatico, Nasale e Pterigoideo

Componenti Protetiche

IL[®] Zygomatic, Nasal and Pterygoid, Prosthetic Components

MUA – MONCONI MULTI UNIT - MULTI UNIT ABUTMENT

MUA ANGOLATO ANGLED MUA



ILWMUA17°3

MUA angolato 17° h3 IL WIDE®
17° angled MUA h3 IL WIDE®



ILWMUA17°5

MUA angolato 17° h5 IL WIDE®
17° angled MUA h5 IL WIDE®



ILWMUA30°3

MUA angolato 30° h3 IL WIDE®
30° angled MUA h3 IL WIDE®



ILWMUA30°5

MUA angolato 30° h5 IL WIDE®
30° angled MUA h5 IL WIDE®



ILWMUA45°5

MUA angolato 45° h5 IL WIDE®
Angled MUA 45° h5 IL WIDE®



ILWMUA52°5

MUA angolato 52° h5 IL WIDE®
Angled MUA 52° h5 IL WIDE®



ILWMUA60°5

MUA angolato 60° h5 IL WIDE®
Angled MUA 60° h5 IL WIDE®



TPOMFA

Inseritore per MUA angolato
Angled MUA inserter

MUA angolato / Angled MUA: vite ILVPRMUA inclusa / screw ILVPRMUA included



MUA - VITI DI GUARIGIONE

MUA - HEALING SCREWS



IL100304

Vite di guarigione per MUA h4
Healing screw for MUA h4



IL100308

Vite di guarigione per MUA h8
Healing screw for MUA h8



IL100306

Vite di guarigione per MUA h6
Healing screw for MUA h6

MUA - TRANSFER E ANALOGHI

MUA - TRANSFER AND ANALOGUES



IL900003

Transfer pick up per MUA
Transfer pick up for MUA



TIS900001

Analogo per MUA
Analogue for MUA

Transfer pick up IL900003: vite IL900004 inclusa / *screw IL900004 included*

MUA - SCANBODY E ANALOGHI

MUA - SCANBODY AND ANALOGUES



ILINTRA

Scanbody per MUA
Scanbody for MUA



ILANCADMUA

Analogo CAD per MUA
CAD analogue for MUA

Scanbody ILINTRA: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

Analogo CAD / *CAD analogue* ILANCADMUA: vite TISANSCREW128 inclusa / *screw TISANSCREW128 included*

MUA - MONCONE PROVVISORIO

MUA - TEMPORARY ABUTMENT



IL100222

Moncone provvisorio per MUA
Temporary abutment for MUA

Moncone provvisorio / *Temporary abutment* IL100222: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

MUA - MONCONE CALCINABILE

MUA - CALCINABLE ABUTMENT



IL900002

Moncone calcinabile per MUA
Calcinable abutment for MUA

Moncone calcinabile / *Calcinable abutment* IL900002: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*



Matematiche Digitali disponibili - *Available Digital Mathematics*

MUA T-BASE IN CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE

COBALT-CHROME T-BASE MUA WITH CALCINABLE CANNULA



ILBACCR

T-Base in Cromo Cobalto con cannula calcinabile per MUA
Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula for MUA

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included

MUA T-BASE TITANIO

TITANIUM T-BASE MUA



ILBATI

T-Base in titanio per MUA
Titanium T-Base for MUA

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included



ILBATISH

T-Base short in titanio per MUA
Titanium T-Base short for MUA



SU RICHIESTA / ON REQUEST:
vite TIS100003TX / screw TIS100003TX

VITI PROTESICHE PER MUA - MUA PROSTHETIC SCREW



IL100003

Vite protesica per MUA
Prosthetic screw for MUA



TIS100003TX

Vite protesica torx per MUA
Torx prosthetic screw for MUA



ILVPRMUA

Vite esagonale per MUA angolato
Hexagonal screw for angled MUA



IL900004

Vite transfer per MUA
Transfer screw for MUA



TISANSCREW128

Vite per analogo digitale MUA
Screw for MUA digital analogue

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25 N-cm

IL100003:

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 15 N-cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N-cm

IL100003:

The advised prosthetic tightening torque is 15 N-cm