



Linea implantare MITO

MITO Implant Line

IMPIANTO CONICO ESAGONO INTERNO

CONICAL IMPLANT WITH INTERNAL HEX CONNECTION

Ø IMPIANTO Ø IMPLANT	Ø 3.40 mm 	Ø 3.75 mm 	Ø 4.20 mm 	Ø 5.00 mm 
ESAGONO HEXAGON	2,3 mm	*2,42 mm	*2,42 mm	*2,42 mm
Ø APICE Ø APEX	Ø 2,16 mm	Ø 3,15 mm	Ø 3,15 mm	Ø 3,9 mm




H 6.0			MITO4260	MITO5060
H 8.0		MITO3780	MITO4280	MITO5080
H 8.5	MITO3485			
H 10.0	MITO3410	MITO3710	MITO4210	MITO5010
H 11.5	MITO3411	MITO3711	MITO4211	MITO5011
H 13.0	MITO3413	MITO3713	MITO4213	MITO5013
H 15.0	MITO3415	MITO3715	MITO4215	MITO5015

***Ø esagono 2,42 compatibile connessione Screw-Vent**

**Ø 2.42 hex, Screw-Vent-compatible connection*

Kit Chirurgico MITO

MITO Surgical Kit



- 1 Prolunga per frese | Drill extension
TPRFRV2
- 2 Fresa lanceolata iniziale | Initial lanceolate drill
TFRLAN
- 3 Cacciavite manuale lungo es. 1,28 | Long manual driver hex 1,28
TDR128L
- 4 Cacciavite manuale corto es. 1,28 | Short manual driver hex 1,28
TDR128C
- 5 Cacciavite lungo per cricchetto e manuale 1,28
Long hand/ratchet driver hex. 1,28
TCR128L
- 6 Cacciavite lungo per contrangolo 1,28
Long contra-angle driver hex. 1,28
TCO128L
- 7 Driver per contrangolo per impianti Mito
Contra-angle driver for Mito implants
MITOINS
- 8 Driver per cricchetto per impianti Mito
Ratchet driver for Mito implants
MITODR
- 9 Indicatori di parallelismo | Parallelism pin
TIND
- 10 Driver corto per cricchetto per impianto Ø 3,4
Short ratchet connection driver for Ø 3,4 implant
ILDRC
- 11 Driver lungo per contrangolo per impianto Ø 3,4
Long contra-angle driver connection driver for Ø 3,4 implant
ILINSL
- 12 Fresa | Drill Ø 2,0
TFRC20
- 13 Frese | Drills Ø 3,40 - 3,75 - 4,20 - 5,00
ILFR34 - MITOFR37 - MITOFR42 - MITOFR50
- 14 Frese per la corticale Ø 3,40 - 3,75 - 4,20 - 5,00
ILFRC34 - MITOFR37 - MITOFR42 - MITOFR50
- 15 Stop fresa | Drill stop Ø 2,0
TSTOPC2006 - TSTOPC2080 - TSTOPC2010
TSTOPC2011 - TSTOPC2013 - TSTOPC2015
- 16 Stop fresa | Drill stop Ø 3,40
TSTOPC2806 - TSKSTOP3585 - TSKSTOP3510
TSKSTOP3511 - TSKSTOP3513 - TSKSTOP3515
- 17 Stop fresa | Drill stop Ø 3,75
MITOSTOP3706 - MITOSTOP3780 - MITOSTOP3710
MITOSTOP3711 - MITOSTOP3713 - MITOSTOP3715
- 18 Stop fresa | Drill stop Ø 4,20
MITOSTOP4206 - MITOSTOP4280 - MITOSTOP4210
MITOSTOP4211 - MITOSTOP4213 - MITOSTOP4215
- 19 Stop fresa | Drill stop Ø 5,00
MITOSTOP5006 - MITOSTOP5080 - MITOSTOP5010
MITOSTOP5011 - MITOSTOP5013 - MITOSTOP5015
- 20 Misuratore di profondità | Depth gauge
TMPRF
- 21 Cricchetto dinamometrico 15-80 N°cm
Torque ratchet 15-80 N°cm
TDINA