

Unico[®]

ABUTMENT

“La protesi che
CONVERGE
“The convergent prosthesis” ”

PER LINEA MITO Ø 3,75 - 4,20 - 5,00 - FOR MITO LINE Ø 3.75 - 4.20 - 5.00

*Collo 2,8: Il Moncone Unico realizza una sezione convergente intramucosa corrispondente a quella del collo con h 2,8 dell'impianto IL[®].

*Neck 2.8: The Unico Abutment provides a convergent transmucosal section matching the IL[®] implant neck with 2.8 mm height.

VITI DI GUARIGIONE HEALING SCREWS



UVGMITO37-2

Vite di guarigione h2
Healing screw h2



UVGMITO37-3

Vite di guarigione h3
Healing screw h3



UVGMITO37-5

Vite di guarigione h5
Healing screw h5

MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENTS



UMITO3728-6N

Unico Abutment dritto, H6, Collo 2,8*,
non rotante
Unico Abutment straight h6, Neck 2.8*,
non-rotating



UMITO3728-6R

Unico Abutment dritto, H6, Collo 2,8*,
rotante
Unico Abutment straight h6, Neck 2.8*,
rotating



UMITO3728-8N

Unico Abutment dritto, H8, Collo 2,8*,
non rotante
Unico Abutment straight h8, Neck 2.8*,
non-rotating



UMITO3728-8R

Unico Abutment dritto, H8, Collo 2,8*,
rotante
Unico Abutment straight h8, Neck 2.8*,
rotating



UMITO3728-10N

Unico Abutment dritto, H10, Collo 2,8*,
non rotante
Unico Abutment straight h10, Neck 2.8*,
non-rotating



UMITO3728-10R

Unico Abutment dritto, H10, Collo 2,8*,
rotante
Unico Abutment straight h10, Neck 2.8*,
rotating

MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENTS



UMITO3715°28-6N

Unico Abutment angolato 15° h6, Collo 2,8*,
non rotante
Unico Abutment 15° angled h6, Neck 2.8*,
non-rotating



UMITO3715°28-6R

Unico Abutment angolato 15° h6, Collo 2,8*,
rotante
Unico Abutment 15° angled h6, Neck 2.8*,
rotating





Linea MITO, Componenti Protetiche

Mito line, Prosthetic Components

VITI DI GUARIGIONE, TRANSFER E ANALOGHI HEALING SCREWS, TRANSFER AND ANALOGUES

VITI DI GUARIGIONE PER IMPIANTI MITO Ø 3,40 HEALING SCREWS FOR MITO IMPLANTS Ø 3.40



ILVGDR2

Vite di guarigione Ø 3,40 h2
Ø 3.40 healing screw h2



ILVGDR5

Vite di guarigione Ø 3,40 h5
Ø 3.40 healing screw h5



ILVGDR3

Vite di guarigione Ø 3,40 h3
Ø 3.40 healing screw h3

VITI DI GUARIGIONE PER IMPIANTI MITO Ø 3,75 - 4,20 - 5,00 HEALING SCREWS FOR MITO IMPLANTS Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOVG482

Vite di guarigione Ø 4,8 h2
Ø 4.8 healing screw h2



MITOVG486

Vite di guarigione Ø 4,8 h6
Ø 4.8 healing screw h6



MITOVG484

Vite di guarigione Ø 4,8 h4
Ø 4.8 healing screw h4

TRANSFER E ANALOGHI PER Ø 3,40

TRANSFER AND ANALOGUES FOR Ø 3.40



ILTR

Transfer pick up
Transfer pick up

Vite ILVTR inclusa / screw ILVTR included



ILANCAD3428

Analogo uso analogico e CAD
Analogue for analogic and CAD use

Vite ILANScrew inclusa / screw ILANScrew included

TRANSFER E ANALOGHI PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

TRANSFER AND ANALOGUES FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOTR

Transfer pick up
Transfer pick up

Vite MITOVTR inclusa / screw MITOVTR included



MITOTRST

Transfer a strappo
Closed tray transfer

Vite MITOVPLST inclusa / screw MITOVPLST included



MITOANCAD

Analogo uso analogico e CAD
Analogue for analogic and CAD use

Vite TISANScrew128 inclusa / screw TISANScrew128 included



MONCONI - ABUTMENTS

MONCONI PROVVISORI PER Ø 3,40 TEMPORARY ABUTMENTS FOR Ø 3.40



ILMPN

Moncone provvisorio in titanio non rotante
Temporary titanium abutment, non-rotating



ILMPR

Moncone provvisorio in titanio rotante
Temporary titanium abutment, rotating

Vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

MONCONI DRITTI PER Ø 3,40 STRAIGHT ABUTMENTS FOR Ø 3.40



ILMD6

Moncone dritto Profile non rotante h6
Profile straight abutment non-rotating h6



ILMD8

Moncone dritto Profile non rotante h8
Profile straight abutment non-rotating h8

Vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included

MONCONI ANGOLATI PER Ø 3,40 ANGLED ABUTMENTS FOR Ø 3.40



ILMA15°1

Moncone angolato Profile 15° h1
Profile 15° angled abutment h1



ILMA25°1

Moncone angolato Profile 25° h1
Profile 25° angled abutment h1



ILMA15°2

Moncone angolato Profile 15° h2
Profile 15° angled abutment h2



ILMA25°2

Moncone angolato Profile 25° h2
Profile 25° angled abutment h2

Vite ILVPRSV inclusa / screw ILVPRSV included

T-BASE IN CROMO COBALTO CON CANNULA CALGINABILE PER PROTESI AVVITATA PER Ø 3,40 COBALT-CHROME T-BASE WITH CALCINABLE CANNULA FOR SCREW-RETAINED PROSTHESIS FOR Ø 3.40



ILTBCRCON

T-Base non rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile
Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula, non-rotating



ILTBCRCOR

T-Base rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile
Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula, rotating

Vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

MONCONI PROVVISORI PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

TEMPORARY ABUTMENTS FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOMPN

Moncone provvisorio in titanio non rotante
Temporary titanium abutment, non-rotating



MITOMPR

Moncone provvisorio in titanio rotante
Temporary titanium abutment, rotating

Vite MITOVPR inclusa / screw MITOVPR included



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite MITOVPRTX / screw MITOVPRTX

MONCONI DRITTI PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

STRAIGHT ABUTMENTS FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOMD2

Moncone dritto non rotante h2
Straight abutment non-rotating h2



MITOMD4

Moncone dritto non rotante h4
Straight abutment non-rotating h4

Vite MITOVPR inclusa / screw MITOVPR included

MONCONI ANGOLATI PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

ANGLED ABUTMENTS FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITO15°2

Moncone angolato 15° h2
Angled 15° abutment h2



MITO25°2

Moncone angolato 25° h2
Angled 25° abutment h2



MITO15°4

Moncone angolato 15° h4
Angled 15° abutment h4



MITO25°4

Moncone angolato 25° h4
Angled 25° abutment h4

Vite MITOVPR inclusa / screw MITOVPR included

T-BASE IN CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE PER PROTESI AVVITATA PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

COBALT-CHROME T-BASE WITH CALCINABLE CANNULA FOR SCREW-RETAINED PROSTHESIS FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOCROCO

T-Base non rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile
Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula, non-rotating



MITOCROCOR

T-Base rotante in Cromo Cobalto con cannula calcinabile
Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula, rotating

Vite MITOVPR inclusa / screw MITOVPR included



COMPONENTI CAD/CAM - CAD/CAM COMPONENTS

SCANBODY PER Ø 3,40

SCANBODY FOR Ø 3.40



ILIOS

Scanbody

Scanbody

Vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included

ANALOGO DIGITALE PER Ø 3,40

DIGITAL ANALOGUE FOR Ø 3.40



ILANCAD3428

Analogo uso analogico e CAD

Analogue for analogic and CAD use

Vite ILANSCREW inclusa / screw ILANSCREW included

BASETTE NON ROTANTI PER Ø 3,40

NON-ROTATING BASES FOR Ø 3.40



ILTB1N-4

Basetta non rotante h 1,5

Non-rotating base h1.5

Vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



ILTB2N-4

Basetta non rotante h 2,5

Non-rotating base h2.5



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

BASETTE ROTANTI PER Ø 3,40

ROTATING BASES FOR Ø 3.40



ILTB1R-4

Basetta rotante h 1,5

Rotating base h1.5

Vite ILVPR inclusa / screw ILVPR included



ILTB2R-4

Basetta rotante h 2,5

Rotating base h2.5



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite ILVPRTX / screw ILVPRTX

SCANBODY PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

SCANBODY FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOIOS

Scanbody

Scanbody

Vite MITOVPR inclusa / screw MITOVPR included

ANALOGO DIGITALE PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

DIGITAL ANALOGUE FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOANCAD

Analogo uso analogico e CAD

Analogue for analogic and CAD use

Vite TISANSCREW128 inclusa / screw TISANSCREW128 included

BASETTE NON ROTANTI PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

NON-ROTATING BASES FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOTICADO

Basetta non rotante h0,6

Non-rotating base h0.6



MITOTICAD1

Basetta non rotante h1,6

Non-rotating base h1.6

Vite MITOVPR inclusa / screw MITOVPR included



MITOTICAD2

Basetta non rotante h3,1

Non-rotating base h3.1



SU RICHIESTA / ON REQUEST: vite MITOVPRTX / screw MITOVPRTX

Le basette non rotanti sono tutte dotate di lobo anti rotazionale. Le basette possono essere tagliate in corrispondenza delle tre gole più profonde. All'interno della libreria ci sono 3 matematiche con 4 offset di lunghezza diversi.

The non-rotating bases are all equipped with an anti-rotational lobe. The bases can be cut at the three deepest grooves. Within the library, there are three geometries, each available with four different length offsets.





BASETTE ROTANTI PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

ROTATING BASES FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOTIRCADO

Basetta rotante h0,4
Rotating base h0.4

Vite MITOVPR inclusa / *screw MITOVPR included*

Le basette rotanti possono essere tagliate in corrispondenza della gola più profonda. All'interno della libreria ci sono 2 matematiche con 2 offset di lunghezza diversi.



MITOTIRCAD1

Basetta rotante h1,4
Rotating base h1.4



SU RICHIESTA / *ON REQUEST*: vite MITOVPRTX / *screw MITOVPRTX*

The rotating bases can be cut at the deepest groove. Within the library, there are two geometries, each available with two different length offsets.

VITI DI GUARIGIONE SCANSIONABILE CAD PER IMPIANTI MITO Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

CAD-SCANNABLE HEALING SCREWS FOR MITO IMPLANTS Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOVGIOS482

Vite di guarigione CAD Ø 4,8 h2
Ø 4.8 CAD healing screw h2



MITOVGIOS486

Vite di guarigione CAD Ø 4,8 h6
Ø 4.8 CAD healing screw h6



MITOVGIOS484

Vite di guarigione CAD Ø 4,8 h4
Ø 4.8 CAD healing screw h4



VITI PROTESICHE - PROSTHETIC SCREW



ILVPR

Vite protesica testa cilindrica per sigillo piano
Cylindrical head prosthetic screw for flat seal



ILVPRSV

Vite protesica testa svasata per sigillo conico
Countersunk head prosthetic screw for conical seal



ILVPRTX

Vite protesica torx testa cilindrica per sigillo piano
Torx cylindrical head prosthetic screw for flat seal



TISANSCREW128

Vite per analogo digitale
Screw for digital analogue



ILVTR

Vite per transfer pick up Ø 3,4
Pick up transfer Ø 3.4 screw



ILANSCREW

Vite per analogo digitale M 1,8
Screw for digital analogue M 1.8



MITOVTR

Vite per transfer pick up Ø 3,75 - 4,20 - 5,00
Pick up transfer Ø 3.75 - 4.20 - 5.00 screw



MITOVPR

Vite protesica
Prosthetic screw



MITOVPLST

Vite per transfer a strappo
Closed tray transfer screw



MITOVPRTX

Vite protesica torx
Torx prosthetic screw

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25N x cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N-cm



MUA – MONCONI MULTI UNIT - MULTI UNIT ABUTMENT

MUA DRITTO PER Ø 3,40

STRAIGHT MUA FOR Ø 3.40



ILMUA00°15

MUA dritto h1.5
Straight MUA h1.5



ILMUA00°40

MUA dritto h4
Straight MUA h4



ILMUA00°30

MUA dritto h3
Straight MUA h3



TCRMFA

Avvitatore per MUA dritto
Straight MUA screwdriver

MUA ANGOLATO PER Ø 3,40

ANGLED MUA FOR Ø 3.40



ILMUA17°3

MUA angolato 17° h3
17° angled MUA h3



ILMUA30°3

MUA angolato 30° h3
30° angled MUA h3



ILMUA17°5

MUA angolato 17° h5
17° angled MUA h5



ILMUA30°5

MUA angolato 30° h5
30° angled MUA h5



TPOMFA

Inseritore per MUA angolato
Angled MUA inserter

MUA angolato / Angled MUA: vite ILVPRMUA inclusa / screw ILVPRMUA included

MUA DRITTO PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

STRAIGHT MUA FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITO00°1

MUA dritto h1
Straight MUA h1



MITO00°3

MUA dritto h3
Straight MUA h3



MITO00°2

MUA dritto h2
Straight MUA h2



MITO00°4

MUA dritto h4
Straight MUA h4



TCRMFA

Avvitatore per MUA dritto
Straight MUA screwdriver

MUA ANGOLATO PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

ANGLED MUA FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITO17°3

MUA angolato 17° h3
17° angled MUA h3



MITO30°3

MUA angolato 30° h3
30° angled MUA h3



MITO17°4

MUA angolato 17° h4
17° angled MUA h4



MITO30°4

MUA angolato 30° h4
30° angled MUA h4



TPOMFA

Inseritore per MUA angolato
Angled MUA inserter

MUA angolato / Angled MUA: vite MITOVPR inclusa / screw MITOVPR included



MUA - VITI DI GUARIGIONE

MUA - HEALING SCREWS



IL100304

Vite di guarigione per MUA h4
Healing screw for MUA h4



IL100308

Vite di guarigione per MUA h8
Healing screw for MUA h8




IL100306

Vite di guarigione per MUA h6
Healing screw for MUA h6

MUA - TRANSFER E ANALOGHI

MUA - TRANSFER AND ANALOGUES



IL900003

Transfer pick up per MUA
Transfer pick up for MUA



TIS900001

Analogo per MUA
Analogue for MUA

Transfer pick up IL900003: vite IL900004 inclusa / *screw IL900004 included*

MUA - SCANBODY E ANALOGHI

MUA - SCANBODY AND ANALOGUES



ILINTRA

Scanbody per MUA
Scanbody for MUA



ILANCADMUA

Analogo CAD per MUA
CAD analogue for MUA

Scanbody ILINTRA: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

Analogo CAD / *CAD analogue* ILANCADMUA: vite TISANSCREW128 inclusa / *screw TISANSCREW128 included*

MUA - MONCONE PROVVISORIO

MUA - TEMPORARY ABUTMENT



IL100222

Moncone provvisorio per MUA
Temporary abutment for MUA

Moncone provvisorio / *Temporary abutment* IL100222: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

MUA - MONCONE CALCINABILE

MUA - CALCINABLE ABUTMENT



IL900002

Moncone calcinabile per MUA
Calcinable abutment for MUA

Moncone calcinabile / *Calcinable abutment* IL900002: vite IL100003 inclusa / *screw IL100003 included*

MUA T-BASE IN CROMO COBALTO CON CANNULA CALCINABILE

COBALT-CHROME T-BASE MUA WITH CALCINABLE CANNULA



ILBACCR

T-Base in Cromo Cobalto con cannula calcinabile per MUA
Cobalt-Chrome T-Base with calcinable cannula for MUA

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included

MUA T-BASE TITANIO

TITANIUM T-BASE MUA



ILBATI

T-Base in titanio per MUA
Titanium T-Base for MUA

T-Base MUA: vite IL100003 inclusa / screw IL100003 included



ILBATISH

T-Base short in titanio per MUA
Titanium T-Base short for MUA



SU RICHIESTA / ON REQUEST:
vite TIS100003TX / screw TIS100003TX

VITI PROTESICHE PER MUA - MUA PROSTHETIC SCREW



IL100003

Vite protesica per MUA
Prosthetic screw for MUA



TISANSCREW128

Vite per analogo digitale MUA
Screw for MUA digital analogue



MITOVPR

Vite protesica per MUA angolato
Prosthetic screw for angled MUA



TIS100003TX

Vite protesica torx per MUA
Torx prosthetic screw for MUA



ILVPRMUA

Vite esagonale per MUA angolato
Hexagonal screw for angled MUA



IL900004

Vite transfer per MUA
Transfer screw for MUA

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 25N x cm

IL100003:

Si consiglia coppia di serraggio protesica a 15N x cm

The advised prosthetic tightening torque is 25 N-cm

IL100003:

The advised prosthetic tightening torque is 15 N-cm



MONCONI LOCATOR - LOCATOR ABUTMENTS

MONCONI LOCATOR PER Ø 3,40

LOCATOR ABUTMENTS FOR Ø 3.40



ILLO1

Moncone Locator h1
Locator abutment h1



ILLO2

Moncone Locator h2
Locator abutment h2



ILLO3

Moncone Locator h3
Locator abutment h3



ILLO4

Moncone Locator h4
Locator abutment h4



ILLO5

Moncone Locator h5
Locator abutment h5

MONCONI LOCATOR PER Ø 3,75 - 4,20 - 5,00

LOCATOR ABUTMENTS FOR Ø 3.75 - 4.20 - 5.00



MITOLO1

Moncone Locator h1
Locator abutment h1

Cappetta ABC/KA-CL-11 inclusa / ABC/KA-CL-11 cap included



MITOLO2

Moncone Locator h2
Locator abutment h2

Cappetta ABC/KA-CL-11 inclusa / ABC/KA-CL-11 cap included



MITOLO3

Moncone Locator h3
Locator abutment h3

Cappetta ABC/KA-CL-11 inclusa / ABC/KA-CL-11 cap included



MITOLO4

Moncone Locator h4
Locator abutment h4

Cappetta ABC/KA-CL-11 inclusa / ABC/KA-CL-11 cap included



MITOLO5

Moncone Locator h5
Locator abutment h5

Cappetta ABC/KA-CL-11 inclusa / ABC/KA-CL-11 cap included



LOCON

Porta cappetta in metallo
Metal cap holder



ABC/KA-CL-10

Cappetta plastica azzurra - Ritenzione leggera
Light blue plastic cap - Light retention



ABC/KA-CL-11

Cappetta plastica grigia - Ritenzione media
Grey plastic cap - Medium retention



IL8519-2 SU RICHIESTA / ON REQUEST

1 Porta cappetta in metallo + 4 Cappette per diversa ritenzione
(azzurra leggera - grigia media - trasparente forte - nera per laboratorio)
+ anello distanziatore
*1 Metal cap holder + 4 Caps for different retention
(light blue - medium grey - strong transparent - black for laboratory)
+ spacer ring*



LOINS

Driver Locator
Locator driver

+ CONVATT 
non incluso / not included



ABC/KA-CL-12

Cappetta plastica trasparente - Ritenzione forte
Transparent plastic cap - Strong retention



ABC/KA-CL-13

Cappetta plastica nera - Per laboratorio
Black plastic cap - for laboratory

MONCONI A SFERA - BALL ABUTMENTS

MONCONI A SFERA BALL ABUTMENTS



MITOMS1

Moncone a sfera h1
Ball abutment h1

Cappetta CN001 inclusa / CN001 cap included



MITOMS2

Moncone a sfera h2
Ball abutment h2

Cappetta CN001 inclusa / CN001 cap included



MITOMS3

Moncone a sfera h3
Ball abutment h3

Cappetta CN001 inclusa / CN001 cap included



MITOMS4

Moncone a sfera h4
Ball abutment h4

Cappetta CN001 inclusa / CN001 cap included



CA011-50

Porta cappetta in metallo
Metal cap holder



CN001

Cappetta rosa Ø 2,5 per moncone a sfera
Pink cap Ø 2,5 for ball abutment



771CEF

Avvitatore manuale per moncone a sfera
Manual Ball Abutment Driver



Strumentario MITO

MITO, Instruments

FRESE INIZIALI E PROLUNGA PER FRESE INITIAL DRILLS AND EXTENSION DRILL



TFRLAN

Fresa iniziale lanceolata
Initial lanceolate drill



TPRFRV2

Prolunga per frese
(utilizzare solo con frese)
*Drill extension
(use only with drills)*



TFRC20

Fresa cilindrica Ø 2,0
Ø 2.0 cylindrical drill



TSTOPC2006 - TSTOPC2080
TSTOPC2010 - TSTOPC2011
TSTOPC2013 - TSTOPC2015

Stop per fresa cilindrica Ø 2,0
Stop for Ø 2.0 cylindrical drill

FRESE MITO

MITO DRILLS



ILFR34

Fresa conica Ø 3,40
Ø 3.40 Conical drill



TSTOPC2806 - TSKSTOP3585
TSKSTOP3510 - TSKSTOP3511
TSKSTOP3513 - TSKSTOP3515

Stop per fresa conica Ø 3,40
Stop for Ø 3.40 conical drill



ILFRC34

Fresa corticale Ø 3,40
Ø 3.40 Cortical drill



MITOFR37

Fresa conica Ø 3,75
Ø 3.75 Conical drill



MITOSTOP3706 - MITOSTOP3780
MITOSTOP3710 - MITOSTOP3711
MITOSTOP3713 - MITOSTOP3715

Stop per fresa conica Ø 3,75
Stop for Ø 3.75 conical drill



MITOFRC37

Fresa corticale Ø 3,75
Ø 3.75 Cortical drill



MITOFR42

Fresa conica Ø 4,20
Ø 4.20 Conical drill



MITOSTOP4206 - MITOSTOP4280
MITOSTOP4210 - MITOSTOP4211
MITOSTOP4213 - MITOSTOP4215

Stop per fresa conica Ø 4,20
Stop for Ø 4.20 conical drill



MITOFRC42

Fresa corticale Ø 4,20
Ø 4.20 Cortical drill



MITOFR50

Fresa conica Ø 5,00
Ø 5.00 Conical drill



MITOSTOP5006 - MITOSTOP5080
MITOSTOP5010 - MITOSTOP5011
MITOSTOP5013 - MITOSTOP5015

Stop per fresa conica Ø 5,00
Stop for Ø 5.00 conical drill



MITOFRC50

Fresa corticale Ø 5,00
Ø 5.00 Cortical drill



DRIVER PER IMPIANTI

IMPLANT DRIVERS



MITOINS

Driver per contrangolo per impianti Mito
Contra-angle driver for Mito implants



MITOINSL

Driver lungo per contrangolo per impianti Mito
(non incluso nel kit)
*Long contra-angle driver for Mito implants
(not included in the kit)*



MITODR

Driver per cricchetto per impianti Mito
Ratchet driver for Mito implants



MITODRL

Driver lungo per cricchetto per impianti Mito
(non incluso nel kit)
*Long ratchet driver for Mito implants
(not included in the kit)*



ILINSL

Driver lungo per contrangolo per impianti Ø 3,4
*Long contra-angle connection driver for
Ø 3.4 implants*



ILDRC

Driver corto per cricchetto per impianti Ø 3,4
Short ratchet connection driver for Ø 3.4 implants

STRUMENTARIO PER COMPONENTI PROTESICHE

INSTRUMENTS FOR PROSTHETIC COMPONENTS



TCR128L

Cacciavite lungo per cricchetto e manuale
esagono 1,28
Long hand/ratchet driver hexagon 1.28



TDR128C

Cacciavite manuale corto esagono 1,28
Short manual driver hexagon 1.28



TCO128L

Cacciavite lungo per contrangolo esagono 1,28
Long contra-angle driver hexagon 1.28



TDR128L

Cacciavite manuale lungo esagono 1,28
Long manual driver hexagon 1.28

ACCESSORI

ACCESSORIES



TIND

Indicatore di parallelismo
Parallelism pin



TMPRF

Misuratore di profondità
Depth gauge



CONVATT

Convertitore attacco contrangolo, manuale, quadro
(non incluso nel kit)
*Converter for contra-angle, manual, and
square-type drivers
(not included in the kit)*



TDINA

Cricchetto dinamometrico 15-80 N*cm
*Torque ratchet 15-80 N*cm*